



CURED CATALOGUE  
2025 (FARSI) v.7

## رزومه شرکت سپید تن پرنیان پوشش:

شرکت تعاونی دانش بنیان سپید تن پرنیان پوشش مستقر در پارک علم و فناوری گلستان تحت برند CURED به شماره ثبت ۱۰۵۶۴ در سال ۱۳۹۲ تاسیس گردید و فعالیت تولیدی خود را با طراحی و ساخت انواع ارتزفیزیوتراپی و توانبخشی در استان زیبای گلستان در شمال ایران آغاز کرد. از آنجاییکه این شرکت از ابتدا متعهد به ارائه محصولات نوآورانه و منطبق با استانداردهای روز دنیا بوده با تیمی از متخصصان ارتز و پروتز در بخش تحقیق و توسعه خود همکاری نزدیک دارد. در سال ۲۰۲۰، پس از ابدیمی کووید-۱۹ در سراسر جهان، با رویکرد جلوگیری از همه گیری این بیماری در سراسر جهان، وظیفه خود دانستیم انواع ماسک های پزشکی تخصصی مانند ماسک های جراحی سه لایه، N95، N99 و ماسکهای نوین الکترونیکی فن دار را تولید نماییم. بنابراین، تیم تحقیق و توسعه خود را گسترش داده و با رویکرد خودکفایی در توسعه تولید ماسک های پزشکی تخصصی، اقدام به ساخت ماشین آلات خط تولید ماسک نموده و سه خط تولید جدید برای تولید انواع ماسکها و ماشین آلات تخصصی پزشکی و فیلترهای نانو را به خطوط تولید خود اضافه نمودیم. علاوه بر تمامی این خطوط تولید، خط جدید تولید پارچه های نانو فیلتراسیون به روش الکتروسی را با هدف خودکفایی در تولید پارچه های فیلتراسیون تخصصی با فناوری نانو جهت استفاده در ماسک های پزشکی، هپا و سایر فیلترهای تخصصی پزشکی راه اندازی نمودیم. ما امروز در ساخت ماشین آلات تولید ماسک، پارچه های فیلتراسیون و انواع ماسک های پزشکی خودکفا هستیم و می توانیم در مبارزه با بیماری های همه گیر مانند کووید-۱۹ سهمی داشته باشیم.

شرکت سپید تن پرنیان پوشش با اخذ گواهینامه های بین المللی مدیریت کیفیت ISO13485 و ISO9001 و GMP از شرکت BRS آمریکا استانداردهای بین المللی لازم را در خط تولید خود پیاده سازی نموده است. همچنین ما با بررسی عملکردی و بالینی محصولات در مراکز علمی و دانشگاههای معتبر ایران توانسته ایم تاییدیه سلامت محصولات را دریافت نموده که گویایی اثر بخشی فعالیتهای علمی در این سازمان می باشد. در حال حاضر این شرکت موفق به دریافت پروانه های ساخت وسایل پزشکی در شش گروه تخصصی شامل:

۱- فیزیوتراپی و توانبخشی

۲- گروه تجهیزات طب اورژانس (شامل محصول تثبیت کننده آنی لگن بعد از تروما (TPOD) و کولار گردنی طبی)

۳- گروه دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی و باندازها

۴- گروه البسه پزشکی

۵- گروه ماسک های فیلتردار (شامل انواع ماسک N95, N99, Electric Fan Mask)

۶- گروه ماسک های جراحی از سازمان غذا و دارو (IFDA) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور گردیده است. این شرکت در سال ۱۳۹۲ عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و آزمایشگاهی کشور گردید و از سال ۱۳۹۴ با دریافت مجوز واحد فناوری از پارک علم و فناوری استان گلستان در حال فعالیت می باشد.

این شرکت به منظور رفع نیاز مشتریان، اقدام به بررسی و امکان سنجی ارائه محصولات به روز، زیر نظر کارشناسان مجرب، با هدف ساخت محصولاتی با کیفیت بالا نموده است. امروزه ترکیب فناوری پیشرفته و تحقیق و توسعه متمرکز و ایده های نوآورانه در کنار و ارتباطات موثر، قیمت های رقابتی و تیم حرفه ای این شرکت را قادر ساخته است تا به عنوان یک شرکت دانش بنیان در حوزه های نوین پزشکی اقدام به تولید محصول نوآورانه نماید.

خط مشی ما این است که بتوانیم با تولید محصولات با کیفیت سلامتی را به همه جوامع هدیه نماییم.

سلامتی هدیه ماست. "Health is what we represent."


## ستون فقرات

ستون فقرات دارای سه بخش اصلی گردنی، سینه ای و کمری است. هفت مهره ی گردنی، دوازده مهره ی سینه ای و پنج مهره ی کمری ستون فقرات را تشکیل می دهند.

مهره های گردنی (Cervical Vertebrae) عملکرد اصلی مهره های گردنی یا ستون فقرات گردنی تحمل وزن سر (حدود ۵ کیلوگرم) است. این ۷ مهره گردنی از C1 تا C7 شماره گذاری شده اند. گردن به دلیل اتصال دو مهره ویژه به مجموعه بالا ترین دامنه حرکتی را دارد. مهره C1 حلقوی بوده، اطلس نام داشته و به صورت مستقیم به مجموعه متصل می شود. این اتصال امکان انجام حرکت آری و تایید را با سر به افراد می دهد. مهره دوم C2 اکسیس (آسه) نام داشته و دارای یک برجستگی به نام زائده دندانی است که مهره اطلس بر روی آن می چرخد. این مهره امکان انجام حرکت نه و چرخش سر به اطراف را می دهد.

مهره های سینه ای (Thoracic Vertebrae) عملکرد اصلی ناحیه سینه ای نگه داشتن قفسه سینه و محافظت از قلب و ریه هاست. ۱۲ مهره سینه ای از T1 تا T12 نام گذاری می شوند. دامنه حرکت در ناحیه سینه ای محدود است.

مهره های کمری (Lumbar Vertebrae) در رابطه با مهره کمر باید گفت که عملکرد اصلی ناحیه کمری، تحمل وزن بدن است. ۵ مهره ناحیه کمری از L1 تا L5 نام گذاری می شوند. این مهره ها از نظر اندازه بسیار بزرگ تر هستند که دلیل آن نیز جذب فشار ناشی از بلند کردن و حمل اجسام سنگین است.





## Soft Collar Cervical Collar

Comfortable  
Protection &  
Covered with two  
layers of fabric  
Code: 1201



با روکش پنبه‌ای، با پرش منحنی شکل در قسمت قرارگیری چانه.

• موجود در سه ارتفاع: ۷.۵ سانتی متر (۲.۹۵ اینچ)، ۹ سانتی متر (۳.۵۴ اینچ)، ۱۰.۵ سانتی متر (۴.۱۳ اینچ) برای افراد دارای ارتفاع کردن متفاوت.

### مواد سازنده:

فوم TDI، الاستیک، پلی استر، نایلون

### جدول سایز بندی:


برای اندازه گیری ارتفاع گردن، چشم‌ها باید مستقیم به جلو نگاه کنند، سپس فاصله بین لبه چناغ و فک پایین را با گردن در وضعیت طبیعی و آناتومیک گردن اندازه گیری کنید. برای اندازه گیری سایز محصول، دور گردن را از روی «سبب آدم» اندازه بگیرید.

ارتفاع چانه: ۷.۵ سانتی متر (۲.۹۵ اینچ)، ۹ سانتی متر (۳.۵۴ اینچ)، ۱۰.۵ سانتی متر (۴.۱۳ اینچ) موجود میباشد.

H = ارتفاع چانه.

C = دور گردن.

|     |                        |
|-----|------------------------|
| S   | 32-36cm (12.59-14.17") |
| M   | 36-40cm (14.17-15.74") |
| L   | 40-44cm (15.74-17.32") |
| XL  | 44-48cm (17.32-18.89") |
| 2XL | 48-52cm (18.89-20.47") |



### نام محصول:

کولار نرم

### مشخصات:


کولار نرم کیورد به صورت ویژه ای طراحی شده است تا با ایجاد یک حمایت انعطاف پذیر با پد بالشتی در اطراف گردن باعث کنترل فشار بر مهره های گردنی گردد. این محصول در مراحل اولیه صدمات خفیف گردنی به ریکاوری و استراحت عضلات گردنی کمک میکند. این محصول کمک میکند تا حرکت گردن کنترل شده، بنابراین حرکات بیش از حد یا ناخواسته گردن کاهش یابد و عضلات و تاندون ها بیش از حد کشیده نشوند. این نرم بکار رفته در داخل این محصول به آن اجازه می دهد تا به راحتی در روی استخوان های ترقوه و زیر چانه شکل و حالت بگیرد.

### موارد استفاده:

- اسپوندیلوزیس گردنی
- HVD (فتق دیسک بین مهره ای)
- کوفتگی در ناحیه مهره های گردنی ستون فقرات
- کشیدگی و یا رگ به رگ شدن عضلات گردن
- محافظت از گردن بعد از عمل (تشخیص پزشک)

### ویژگی ها:

- ایجاد محدودیت حرکتی مهره های گردنی.
- قابل استفاده راحت در طی روز یا شب.
- از مهره های گردنی در موقعیت خنثی یا آناتومیک پشتیبانی می کند.
- ساخته شده از فوم با ضخامت ۲.۵ میلی متر، پوشانده شده



## Semi Rigid Splint

### Cervical Collar

Comfortable  
Protection &  
Covered with two  
layers of fabric  
Code: 1202

#### نام محصول:

اسپلینت کولار نیمه سخت

**مشخصات:** اسپلینت کولار نیمه سخت کیورد به صورت ویژه ای طراحی شده است تا در نتیجه آن آسیب خفیف تا متوسط عضله، رباط و تاندون گردنی از طریق قرار دادن پد بالشتی در اطراف آن محافظت گردند. همچنین این گردنبد می تواند برای کمک به قرار گرفتن گردن در وضعیت آناتومیک استفاده شود. این محصول با کاهش حرکت گردن و کمک به اطمینان از عدم فشار بیش از حد به عضلات و تاندون ها، موجب میشود عضلات گردن استراحت کرده و ریکاوری گردند. همچنین، پنبه پلی اتیلنی این محصول را می توان جدا کرد تا امکان افزایش تدریجی دامنه حرکتی فراهم گردد. این سیستم مدولار برای درمان قبل از عمل، پس از عمل و توانبخشی ناحیه گردن ایده آل است.

#### موارد استفاده:

- آرتروز
- اسپوندیلوزیس گردنی
- HVD (فتق دیسک بین مهره ای)
- کوفتگی در ناحیه مهره های گردنی ستون فقرات
- کشیدگی و یا رگ به رگ شدن عضلات گردن
- محافظت از گردن بعد از عمل (تشخیص پزشک)

#### ویژگی ها:

- این کولار گردنی به شکل آناتومیک گردن طراحی شده است.
- از مهره های گردنی ستون فقرات در وضعیت آناتومیک حمایت میکند.
- لبر نرم بکار رفته در ساختار این محصول در کنار اسپلینت پلی اتیلنی تقویت کننده متصل به آن امکان ایجاد یک

حمایت مطمئن را برای کسانی که در ناحیه گردنی دچار بی ثباتی شده اند، فراهم میسازد.

- پنبه پلاستیکی اسپلینت، به صورت تدریجی و با تجویز پزشک میتواند جهت افزایش دامنه حرکتی گردن از این محصول جدا شود. این محصول در ۳ ارتفاع در دسترس میباشد. (۴,۱۳") ۱۰,۵cm, (۳,۵۲") ۹cm, (۲,۹۵") ۷,۵cm

#### مواد سازنده:

فوم TDI، الاستیک، پلی استر، نایلون، پلی اتیلن

#### جدول سایز بندی:


برای اندازه گیری ارتفاع گردن، چشم ها باید مستقیم به جلو نگاه کنند، سپس فاصله بین لبه جناغ و فک پایین را با گردن در وضعیت طبیعی و آناتومیک گردن اندازه گیری کنید. برای اندازه گیری سایز محصول، دور گردن را از روی "سیب آدم" اندازه بگیرید.

ارتفاع چانه: ۷,۵ سانتی متر (۲,۹۵ اینچ)، ۹ سانتی متر (۳,۵۴ اینچ)، ۱۰,۵ سانتی متر (۴,۱۳ اینچ) موجود میباشد.

H = ارتفاع چانه.

C = دور گردن.

|     |                        |
|-----|------------------------|
| S   | 32-36cm (12.59-14.17") |
| M   | 36-40cm (14.17-15.74") |
| L   | 40-44cm (15.74-17.32") |
| XL  | 44-48cm (17.32-18.89") |
| 2XL | 48-52cm (18.89-20.47") |





## Hard ADJ Cervical Collar

Comfortable  
Protection  
Code: 1301



### ویژگی ها:

- مهره های گردنی را در وضعیت آناتومیک قرار می دهد.
- این محصول از نظر وزنی بسیار سبک است.
- بدنه بانج شده محصول، تهویه پوست را در زمان استفاده بهبود می بخشد، راحتی و رضایت بیمار را افزایش می دهد.
- این کولار گردنی دارای قابلیت تنظیم ارتفاع است.

### مواد سازنده:

پلی اتیلن، فوم، نایلون، پلی استر

### جدول سایز بندی:

برای اندازه گیری ارتفاع گردن، چشم ها باید مستقیم به جلو نگاه کنند، سپس فاصله بین لبه جناغ و فک پایین را با گردن در وضعیت طبیعی و آناتومیک گردن اندازه گیری کنید. برای اندازه گیری سایز محصول، دور گردن را از روی «سیب آدم» اندازه بگیرید.

ارتفاع چانه: ۷.۵ سانتی متر (۲.۹۵ اینچ)، ۹ سانتی متر (۳.۵۴ اینچ)، ۱۰.۵ سانتی متر (۴.۱۳ اینچ) موجود میباشد.

H = ارتفاع چانه.

C = دور گردن.

### نام محصول:


کولار سخت (قابل تنظیم)

### مشخصات:

کولار سخت قابل تنظیم کیورد برای حمایت، بی حرکت کردن یا تنظیم گردن در وضعیت های حرکتی مختلف گردن از جمله فلکشن (خم شدن به سمت بدن)، اکستنشن (خم شدن به سمت بیرون یا باز شدن) یا هایپر اکستنشن (خم شدن به سمت بیرون یا باز شدن بیشتر از شرایط عادی) استفاده می شود. این گردنبد با کاهش دامنه حرکتی گردن و اطمینان از اینکه عضلات و تاندون ها بیش از حد کشیده نشده اند، به استراحت و باز یابی عضلات گردن کمک می کند. شکل آناتومیکی، قابلیت تنظیم ارتفاع و لایه فوم لبه، باعث افزایش نرمی محصول و راحتی کاربر میشوند. این محصول برای قرار گرفتن راحت در بالای استخوان ترقوه و زیر چانه طراحی شده و به کاهش فشار گراششی ناشی از وزن سر بر روی گردن کمک می کند. این کولار در مواردی که نیاز به بی حرکتی زیاد در ناحیه گردن میباشد توصیه می شود.

### موارد استفاده:

- آرتروز
- شکستگی گردن
- اسپوندیلوزیس گردنی
- HVD (فتق دیسک بین مهره ای)
- کوفتگی در ناحیه مهره های گردنی ستون فقرات
- کنکیدی و یا رگ به رگ شدن عضلات گردن
- محافظت از گردن بعد از عمل (تشخیص پزشک)



Free Size

30-44 cm (11.81-17.32")

Over Size

34-48 cm (13.38-18.89")



1101



1102

## Philadelphia Cervical Collar

Used in Hospitals

Code: 1101  
(Tracheostomy & MRI  
Compatible)

Code: 1102  
(MRI Compatible)



### موارد استفاده:

- اسپوندیلوزیس گردنی
- HlVD (فتق دیسک بین مهره ای)
- کوفتگی در ناحیه مهرهای گردنی ستون فقرات
- کشیدگی و یا رگ به رگ شدن عضلات گردن
- محافظت از گردن بعد از عمل (تشخیص پزشک)
- بیماری های دیسک گردن
- شکستگی ستون فقرات گردن
- جابجایی و لغزش مهره ها
- بعد از جراحی های ستون فقرات گردن


### مواد سازنده:

فوم، EVA، پلی اتیلن، پلی استر، نایلون

### جدول سایز بندی:

برای اندازه گیری سایز محصول، دور گردن را از روی «سیب آدم» اندازه بگیرید. اگر سایز بدست آمده بین دو سایز بود سایز بزرگتر را انتخاب نمایید.  
C = دور گردن.

|    |                         |
|----|-------------------------|
| XS | 28-32 cm (11.02-12.59") |
| S  | 32-36 cm (12.59-14.17") |
| M  | 36-40 cm (14.17-15.74") |
| L  | 40-44 cm (15.74-17.32") |
| XL | 44-48 cm (17.32-18.89") |



### نام محصول:

گردنبند فیلادلفیا

### مشخصات:

گردنبند فیلادلفیا، بریس سختی است که برای جلوگیری از حرکات سر و گردن بعد از آسیب، مورد استفاده قرار می گیرد. گردنبند فیلادلفیا از عضلات گردن محافظت می کند و سبب بهبودی عضلات و لیگامانتهای گردنی می شود. زمانی که افراد دچار آسیب سر یا گردن می شوند، ممکن است شکستگی گردن رخ داده باشد. این موضوع آنها را در معرض خطر آسیب نخاعی قرار می دهد که ممکن است بر اثر حرکت شدید منجر به معلولیت یا مرگ شخص شود. این گردنبند که از فوم ساخته شده، دارای اتلی سخت با نگهدارندگی بالا بوده و قسمت جلویی آن دارای قطعه ای است که چانه را نگه داشته و قسمت پشتی بصورت متحنی و متناسب با آناتومی سر میباشد. گردنبند فیلادلفیا بخش های بیشتری از مهره های ستون فقرات گردنی را نسبت به گردنبند طبی سخت و نرم پوشش می دهد، بنابراین محدودیت حرکتی بیشتر و ثبات بیشتری را اعمال می کند. این محصول در دو مدل تولید می شود. مدلهای ۱۱۰۱ و ۱۱۰۲ دارای بازگاری با MRI میباشد و مدل ۱۱۰۱ دارای یک دهانه برای دسترسی و انجام تراکستومی میباشد و به متخصصان اجازه می دهد که به سرعت به نبض شاهرگی دسترسی داشته باشند تا در مواقع اضطراری در حالیکه عمل تراکستومی یا جراحی بر روی نای انجام میدهند، گردن را بدون حرکت نگهدارند.



## Posture Brace W/Steel Stay

Two  
Flexible Stays  
General: 3101  
Economic: 31012




- پیکربندی مثلی شکل این محصول به درستی فشار را به نوک شانه تقسیم می کند.
- بند های ضربدری شکل محصول حمایت بیشتری را فراهم می کند و تنظیم محصول را آسان می سازد.
- به علت ضخامت کم می توان آنرا زیر لباس های روزمره پوشید.

### مواد سازنده:


نتوپرن، نایلون، کتان، پلی استر، استیل

### جدول سایز بندی:

دور قفسه سینه خود را مطابق شکل اندازه بگیرید.



الف «مردان» دور سینه را از بالای سینه اندازه گیری نمایید.



ب «بسیان» دور سینه را از زیر سینه اندازه گیری نمایید.

|   |                         |     |                           |
|---|-------------------------|-----|---------------------------|
| S | 64-74 cm (25.20-29.13") | XL  | 94-104 cm (37.01-40.94")  |
| M | 74-84 cm (29.13-33.07") | 2XL | 104-114 cm (40.94-44.88") |
| L | 84-94 cm (33.07-37.01") | 3XL | 114-124 cm (44.88-48.81") |

### نام محصول:

کف قوز بند آتل دار نتوپرنی

### مشخصات:

کف قوزبند کیورد برای کمک به درمان کایفوز و قوزی در مراحل اولیه ابتلا، از طریق ایجاد توازن و تعادل صحیح ستون فقرات طراحی شده است. این محصول از خم شدن بیش از حد به جلو و انحناهای ستون فقرات در قسمت فوقانی (سینه ای) به جلو، جلوگیری می کند. ایستایی و در عین حال انعطاف پذیری همراه با طراحی آناتومیک این محصول، به حمایت از ماهیچه ها، رباط ها و تاندون ها کمک میکند و وضعیت بدنی را در حالت طبیعی حفظ میکند. همچنین این محصول می تواند با حمایت از بافت های نرم و توزیع یکنواخت نیرو در ناحیه ستون فقرات، به کاهش درد و اسپاسم عضلانی کمک کند. این محصول قابل تنظیم است و می توان آن را زیر لباس های روزمره پوشید.

### موارد استفاده:

- افتادگی شانه ها
- خمیدگی پشت
- ضعف عضلات کف
- نگهداری ستون فقرات در وضعیت صحیح

### ویژگی ها:

- آتل های استیل انعطاف پذیر بکار رفته در این محصول به تقویت توازن قسمت فوقانی ستون فقرات و حفظ وضعیت مناسب کمک می کند و از خمیدگی جلوگیری می کند.



## Clavicle Brace


Adjustable Fit  
Code: 3301

### مواد سازنده:


نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، فلز، فوم، کتان، ابر

### جدول سایز بندی:

دور قفسه سینه خود را مطابق شکل اندازه بگیرید.



الف = مردان: دور سینه را از بالای سینه اندازه گیری نمایید.



ب = پشوان: دور سینه را از زیر سینه اندازه گیری نمایید.

S

65-80 cm (25.59-31.49")

XL

110-125 cm (43.30-49.21")

M

80-95 cm (31.49-37.40")

2XL

125-140 cm (49.21-55.11")

L

95-110 cm (37.4-43.30")

### نام محصول:

بانداژ ترقوه

### مشخصات:

بانداژ ترقوه کیورد یک حمایت کننده و نگهدارنده کاربردی و بسیار راحت ترقوه است. ساختار آن بگونه ای است که پس از بسته شدن، شانه ها را به سمت عقب می کشد تا شکستگی استخوان ترقوه را هم تراز کند و وضعیت حمایتی مورد نیاز را ایجاد کند. یک حلقه فلزی در بخش عبور بندها در قسمت پشتی قرار گرفته است و وضعیت متناسب آناتومیک را پس از پوشیدن محصول ایجاد می کند. این ساختار به بیمار این امکان را می دهد تا حتی در حالت خوابیده نیز احساس راحتی کند.

### موارد استفاده:

- بعد از شکستگی استخوان ترقوه
- محافظت بعد از عمل جراحی
- ضعف عضلات کتف

### ویژگی ها:

- از فوم سبک و بادوام با پوشش پارچه تنفسی ساخته شده است.
- دارای بند های شانه ای پهن با بندهای شانه ای که بیحرکتی مناسب را فراهم و راحتی بیمار را افزایش می دهد.
- دارای بندهای چسبی زیر و نرم برای تنظیم آسان.
- بند چسبی پشتی برای کنترل سفی و تنظیم ارتفاع با حرکت پایین به بالا مورد استفاده قرار میگیرد.
- مناسب برای بزرگسالان و کودکان.



## Abdominal Binder

W/Compression Strap

Used in Hospitals  
Code: 4202




- کش قابل تنفس و توری برای کاهش تعریق.
- کش های ساپورتی حمایت قابل تنظیم را از کم تا زیاد فراهم می کنند.
- کش ساپورتی، فشرده سازی اضافی را فراهم می کند.
- ارتفاع محصول ۲۵۰ میلی متر است.
- طراحی عمومی مناسب برای مردان و زنان.

### مواد سازنده:

الاستیک، نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

### جدول سایز بندی:

دور شکم و کمر خود را اندازه بگیرید.



**S** 70-80 cm (27.56-31.50") **2XL** 110-120 cm (43.31-47.24")

**M** 80-90 cm (31.50-35.43") **3XL** 120-130 cm (47.24-51.18")

**L** 90-100 cm (35.43-39.37") **4XL** 130-140 cm (51.18-55.12")

**XL** 100-110 cm (39.37-43.31") **5XL** 140-150cm (55.12-59.06")

**F** 70-120 cm (27.56-47.24")

### نام محصول:

شکم بند الاستیک تنفسی با کش ساپورتی

### مشخصات:

شکم بند الاستیک تنفسی با کش ساپورتی کیورد برای کاهش کشیدگیهای لیگامانی در حرکات خمشی و پیچشی به جلو و عقب طراحی شده است. این محصول، برای استفاده پس از جراحی ایده آل است. بادوامی، انعطاف پذیری و کشسانی، به گرم کردن ماهیچه های گرفته، دردناک و خسته کمک می کند و می تواند به کاهش اسپاسم عضلانی در کشیدگی های حاد پا رگ به رگ شدن کمر از طریق حمایت قابل تنظیم کمک نماید. سوراخهای کش تنفسی جریان هوای عالی را برای کاهش تعریق فراهم می کند و کش دوپل محصول امکان تنظیم حمایت را از کم تا زیاد فراهم می کنند.

### موارد استفاده:

- بعد از عمل جراحی در ناحیه شکمی
- کشیدگی عضلانی / رگ به رگ شدن
- بعد از زایمان

### ویژگی ها:

- خستگی و فشار عضلانی را کاهش می دهد.
- ایده آل برای استفاده پس از جراحی.
- طراحی شده تا شکم را لیفت و آراسته نماید
- به علت ضخامت کم می توان آنرا زیر لباس های روزمره پوشید.
- موجود در انواع سایز بندی و فری سایز.



## Neoprene Waist Trimmer


Code: 4101

- با حفظ گرمای بدن به فرآیند چربی سوزی کمک میکند.
- به علت ضخامت کم می توان آنرا زیر لباس های روزمره پوشید.
- طراحی عمومی مناسب برای مردان و زنان.

### مواد سازنده:

نئوپرن، کتان، نایلون، پلی استر

### جدول سایز بندی:



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| S 70-80 cm (27.56-31.50")    | 2XL 110-120 cm (43.31-47.24") |
| M 80-90 cm (31.50-35.43")    | 3XL 120-130 cm (47.24-51.18") |
| L 90-100 cm (35.43-39.37")   | 4XL 130-140 cm (51.18-55.12") |
| XL 100-110 cm (39.37-43.31") | 5XL 140-150cm (55.12-59.06")  |

### نام محصول:

شکم بند نئوپرنی

### مشخصات:

شکم بند نئوپرنی کیورد برای کاهش کشیدگیهای لیگامانی در حرکات خمشی و پیچشی به جلو و عقب طراحی شده است. این محصول، برای استفاده پس از جراحی ایده آل است. بادوامی، انعطاف پذیری و کشسانی، به گرم کردن ماهیچه های گرفته، دردناک و خسته کمک می کند و می تواند به کاهش اسپاسم عضلانی در کشیدگی های حاد یا رگ به رگ شدن کمر از طریق حمایت قابل تنظیم کمک نماید.

### موارد استفاده:

- جلوگیری از افتادگی شکم.
- کشیدگی عضلانی / رگ به رگ شدن
- طراحی شده تا شکم را لیفت و آراسته نماید.
- بعد از جراحی در ناحیه شکمی.

### ویژگی ها:

- سبک و راحت.
- قابل شستشو.
- متناسب با ناحیه شکمی.
- استفاده از مواد سازنده باکیفیت.
- قابلیت تنظیم راحت بر روی شکم
- خستگی و فشار عضلانی را کاهش می دهد.
- طراحی شده تا شکم را لیفت و آراسته نماید.

# Spine Lumbar

## Low Profile Industrial Back Support

w/Shoulder  
Straps  
Code: 5203



### نام محصول:

کمربند کار با استرپ شانه ای الاستیک

### مواد سازنده:


الاستیک، نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

### مشخصات:

کمربند کار با استرپ شانه ای کیورد حداکثر سطح پشتیبانی را برای کمر شما فراهم می کند. این کمربند دارای کش های جانبی محکم است که ایجاد فشار قابل تنظیم و حمایت از کمر را فراهم می سازد. طراحی خاص این محصول به شما این امکان را می دهد که بدون احساس ناراحتی تمام بدن خود را حرکت دهید. این کمربند، نگهدارنده مناسب کمر هنگام ورزش و کار سخت بوده و حمایت و ایستایی لازم را فراهم می کند.

### جدول سایز بندی:

دور کمر و شکم خود را اندازه بگیرید.



### موارد استفاده:

- حمایت از قسمت پایینی کمر طی انجام فعالیت های سنگین
- محافظت از مهره ها و دیسک کمر در طول انجام کار
- درد های کمر به دلیل نشستن ها و ایستادن های مدام
- کشیدگی عضلانی / رگ به رگ شدن

### ویژگی ها:

- دارای سه آتل انعطاف پذیر در پشت جهت حمایت و ثبات بیشتر.
- می توان آن را زیر لباس های روزمره پوشید.
- به تسکین درد کمر کمک می کند.
- به راحتی قابل استفاده است.

|    |                           |     |                           |
|----|---------------------------|-----|---------------------------|
| S  | 70-80 cm (27.56-31.50")   | 2XL | 110-120 cm (43.31-47.24") |
| M  | 80-90 cm (31.50-35.43")   | 3XL | 120-130 cm (47.24-51.18") |
| L  | 90-100 cm (35.43-39.37")  | 4XL | 130-140 cm (51.18-55.12") |
| XL | 100-110 cm (39.37-43.31") | 5XL | 140-150cm (55.12-59.06")  |

# Spine Lumbar



## Sacro Lumbar Belt

w/Power Straps

Four Splints

Code: 5204(27cm)

Code: 5205(30cm)


- بندهای کشی ساپورتی به حمایت و ایجاد فشار بیشتر کمک می کنند.
- ارتفاع پشتی کمر بند در دو مدل ۲۷ و ۳۰ سانتی متر عرضه می گردد.
- ارتفاع کمر بند در قسمت جلویی (روی شکم) با هدف راحتی بیمار کوتاهتر و آناتومیک شده است.

### مواد سازنده:

الاستیک، نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

### جدول سایز بندی:

دور کمر و شکم خود را اندازه بگیرید.



|    |                           |     |                           |
|----|---------------------------|-----|---------------------------|
| S  | 70-80 cm (27.56-31.50")   | 2XL | 110-120 cm (43.31-47.24") |
| M  | 80-90 cm (31.50-35.43")   | 3XL | 120-130 cm (47.24-51.18") |
| L  | 90-100 cm (35.43-39.37")  | 4XL | 130-140 cm (51.18-55.12") |
| XL | 100-110 cm (39.37-43.31") | 5XL | 140-150cm (55.12-59.06")  |

### نام محصول:

کمر بند طبی الاستیک تنفسی ۲۷/۳۰ سانتی متر با کش ساپورتی

### مشخصات:

کمر بند طبی الاستیک تنفسی با کش ساپورتی کیورد دارای چهار آتل انعطاف پذیر و کش ساپورتی است. این کمر بند برای کمک به کاهش حرکات ناخواسته یا بیش از حد در قسمت پایین کمر طراحی شده است و برای افرادی که از کمردرد مزمن به دلیل ورزش های مکرر و فعالیت های شغلی سخت رنج می برند ایده آل است. مواد بادوام، قابل تنفس، انعطاف پذیر با قابلیت گرما درمانی به گرم شدن عضلات سفت، دردناک، خسته و آرتروز مفاصل کمک می کند. بستن کش های ساپورتی، فشار قابل تنظیم و محافظت و راحتی فراخور کمر شما را تضمین میکند.

### موارد استفاده:

- اسپوندیلوز
- کمر درد
- اسپوندیلولیتیزیس
- کشیدگی عضلانی / رگ به رگ شدن
- فک دیسک بین مهره ای

### ویژگی ها:

- استفاده از مواد اولیه تنفسی برای پوشش راحت.
- چهار آتل انعطاف پذیر پشتی، ستون فقرات را ساپورت نموده و امکان خمش و حرکت محدود را فراهم میکند.
- بندهای کشی ساپورتی به حمایت و ایجاد فشار بیشتر کمک می کنند.

# Spine Lumbar

## Sacro Lumbar Belt

w/Power Straps  
(Econ.)

Four Splints

Code: 52042(27cm)

Code: 52052(30cm)




- بندهای کشی ساپورتی به حمایت و ایجاد فشار بیشتر کمک می کنند.
- ارتفاع پستی کمر بند در دو مدل ۲۷ و ۳۰ سانتی متر عرضه می گردد.
- ارتفاع کمر بند در قسمت جلویی (روی شکم) با هدف راحتی بیمار کوتاه تر و آناتومیک شده است.

### مواد سازنده:

الاستیک، نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، فوم، EVA

### جدول سایز بندی:

دور کمر و شکم خود را اندازه بگیرید.



|    |                           |     |                           |
|----|---------------------------|-----|---------------------------|
| S  | 70-80 cm (27.56-31.50")   | 2XL | 110-120 cm (43.31-47.24") |
| M  | 80-90 cm (31.50-35.43")   | 3XL | 120-130 cm (47.24-51.18") |
| L  | 90-100 cm (35.43-39.37")  | 4XL | 130-140 cm (51.18-55.12") |
| XL | 100-110 cm (39.37-43.31") | 5XL | 140-150cm (55.12-59.06")  |

### نام محصول:

کمر بند طبی الاستیک تنفسی ۲۷/۳۰ سانتی متر با کش ساپورتی

### مشخصات:

کمر بند طبی الاستیک تنفسی با کش ساپورتی کیورد دارای چهار آتل انعطاف پذیر و کش ساپورتی است. این کمر بند برای کمک به کاهش حرکات ناخواسته یا بیش از حد در قسمت پایین کمر طراحی شده است و برای افرادی که از کمردرد مزمن به دلیل ورزش های مکرر و فعالیت های شغلی سخت رنج می برند ایده آل است. مواد بادوام، قابل تنفس، انعطاف پذیر با قابلیت گرما درمانی به گرم شدن عضلات سفت، دردناک، خسته و آرتروز مفاصل کمک می کند. بستن کش های ساپورتی، فشار قابل تنظیم و محافظت و راحتی فراخور کمر شما را تضمین میکند.

### موارد استفاده:

- اسپوندیلوز
- کمر درد
- اسپوندیلولیتیزیس
- کشیدگی عضلات / رگ به رگ شدن
- فتق دیسک بین مهره ای

### ویژگی ها:

- استفاده از مواد اولیه تنفسی برای پوشش راحت.
- چهار آتل انعطاف پذیر پستی، ستون فقرات را ساپورت نموده و امکان خمش و حرکت محدود را فراهم میکند.

# Spine Lumbar



## Sacro Lumbar Belt

w/Power Strap  
(Free Size)

Four Splints

Code: 52041(27cm)

Code: 52051(30cm)


- بندهای کشی ساپورتی به حمایت و ایجاد فشار بیشتر کمک می کنند.
- ارتفاع پستی کمر بند در دو مدل ۲۷ و ۳۰ سانتی متر عرضه می گردد.
- ارتفاع کمر بند در قسمت جلویی (روی شکم) با هدف راحتی بیمار کوتاهتر و آناتومیک شده است.

### مواد سازنده:

الاستیک، نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

### جدول سایز بندی:

دور کمر و شکم خود را اندازه بگیرید.



F

70-120 cm (27.56-47.24")

### نام محصول:

کمر بند طبی الاستیک تنفسی ۲۷/۳۰ سانتی متر با کش ساپورتی

### مشخصات:

کمر بند طبی الاستیک تنفسی با کش ساپورتی کیورد دارای چهار آتل انعطاف پذیر و کش ساپورتی است. این کمر بند برای کمک به کاهش حرکات ناخواسته یا بیش از حد در قسمت پایین کمر طراحی شده است و برای افرادی که از کمردرد مزمن به دلیل ورزش های مکرر و فعالیت های شغلی سخت رنج می برند ایده آل است. مواد بادوام، قابل تنفس، انعطاف پذیر با قابلیت گرما درمانی به گرم شدن عضلات سفت، دردناک، خسته و آرتروز مفاصل کمک می کند. بستن کش های ساپورتی، فشار قابل تنظیم و محافظت و راحتی فراخور کمر شما را تضمین میکند.

### موارد استفاده:

- اسپوندیلوز
- کمر درد
- اسپوندیلوئستیزیس
- کشیدگی عضلانی / رگ به رگ شدن
- فتق دیسک بین مهره ای

### ویژگی ها:

- استفاده از مواد اولیه تنفسی برای پوشش راحت.
- چهار آتل انعطاف پذیر پستی، ستون فقرات را ساپورت نموده و امکان خمش و حرکت محدود را فراهم میکند.
- بندهای کشی ساپورتی به حمایت و ایجاد فشار بیشتر کمک می کنند.

P15

# Spine Lumbar

## Sacro Lumbar Belt

w/Power Straps  
(Free size & Econ.)

Four Splints

Code: 520412(27cm)

Code: 520512(30cm)




- بندهای کشی ساپورتی به حمایت و ایجاد فشار بیشتر کمک می کنند.
- ارتفاع پستی کمربند در دو مدل ۲۷ و ۳۰ سانتی متر عرضه می گردد.
- ارتفاع کمربند در قسمت جلویی (روی شکم) با هدف راحتی بیمار کوتاهتر و آناتومیک شده است.

### مواد سازنده:

الاستیک، نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

### جدول سایز بندی:

دور کمر و شکم خود را اندازه بگیرید.



F

70-120 cm (27.56-47.24")

### نام محصول:

کمربند طبی الاستیک تنفسی ۲۷ / ۳۰ سانتی متر با کش ساپورتی

### مشخصات:

کمربند طبی الاستیک تنفسی با کش ساپورتی کیوردی دارای چهار آتل انعطاف پذیر و کش ساپورتی است. این کمربند برای کمک به کاهش حرکات ناخواسته یا بیش از حد در قسمت پایین کمر طراحی شده است و برای افرادی که از کمردرد مزمن به دلیل ورزش های مکرر و فعالیت های شغلی سخت رنج می برند ایده آل است. مواد پادوام، قابل تنفس، انعطاف پذیر با قابلیت گرما درمانی به گرم شدن عضلات سفت، دردناک، خسته و آرتروز مفاصل کمک می کند. بستن کش های ساپورتی، فشار قابل تنظیم و محافظت و راحتی فراخور کمر شما را تضمین میکند.

### موارد استفاده:

- اسپوندیلوز
- کمر درد
- اسپوندیلولیتیزیس
- کشیدگی عضلانی / رگ به رگ شدن
- فتق دیسک بین مهره ای

### ویژگی ها:

- استفاده از مواد اولیه تنفسی برای پوشش راحت.
- چهار آتل انعطاف پذیر پستی، ستون فقرات را ساپورت نموده و امکان خمش و حرکت محدود را فراهم میکند.

Cured I [www.curedmedical.com](http://www.curedmedical.com)

# Spine Lumbar



## General LSO Flex

w/1:6 Pulley System Compression

Corset offers 6:1 compression and control from L1 to S1.  
Code: 5301


- فقط توسط یک دستگیره، امکان تنظیم آسان و سریع را فراهم می کند و مناسب برای بیماران مبتلا به آرتریت میباشد.
- طراحی با مقیاس دقیق، حمایت و کنترل قابل تنظیم.
- ساختاری قابل تنفس، قابل شستشو و بدون فلز
- مناسب برای تصویربرداری پزشکی

### مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، پلی استال، پی وی سی

### جدول سایز بندی:

دور کمر خود را اندازه بگیرید و سایز مناسب را انتخاب کنید.



|    |                           |     |                           |
|----|---------------------------|-----|---------------------------|
| S  | 70-80 cm (27.56-31.50")   | 2XL | 110-120 cm (43.31-47.24") |
| M  | 80-90 cm (31.50-35.43")   | 3XL | 120-130 cm (47.24-51.18") |
| L  | 90-100 cm (35.43-39.37")  | 4XL | 130-140 cm (51.18-55.12") |
| XL | 100-110 cm (39.37-43.31") | 5XL | 140-150cm (55.12-59.06")  |
| F  | 70-130 cm (27.56-51.18")  |     |                           |

### نام محصول:

کمر بند جنرال لومبوساکرال با فشار قابل تنظیم قرقره ای ۱:۶

### مشخصات:

کمر بند جنرال لومبوساکرال ساپورت با فشار قابل تنظیم قرقره ای ۱ به ۶ کیورد به نحوی طراحی شده است تا در عین حال که راحتی بیمار را در الویت دارد یک کمر بند طبی ساپورتیو بوده و دارای قابلیت سیستم مکانیکی ایجاد فشار ۱ به ۶ برابر میباشد. این قابلیت تنها بوسیله کشیدن یک دستگیره عمل می کند. یک کشش آسان و مطمئن با ایجاد فشار در قسمت شکمی بدن بیمار منجر به شکل دهی ستون فقرات بیمار در حالت آناتومیک خود شده و نهایتا باعث کاهش بار و یا فشار دیسک بین مهره ای میگردد. استرپ های منحصربه فرد بکار رفته در این محصول از استرپ های بکار رفته در مدل های قدیمی این بریسها بسیار محکم تر میباشد و این نکته باعث میشود که این محصول برای استفاده در یک دوره طولانی بسیار بادوام تر باشد این محصول یک ارتز با مکانیزم پیشرفته مکانیکی میباشد.

### موارد استفاده:

- درد و رگ به رگ شدن و کشیدگی در ناحیه کمر
- اسپوندیلوز و اسپوندیلوئیتیزیس
- تنگی کانال نخاعی

### ویژگی ها:

- سیستم قرقره ای مکانیکی پیشرفته ۱:۶ ایجاد فشار و محدودیت حرکتی مهره های ستون فقرات را فراهم می کند.

# Spine Lumbar



## Pro LSO Flex

w/1:6 Pulley System  
Comp. 23/30/35 cm



Corset offers 6:1  
compression and  
control from L1 to S1.  
Code: 5302



### ویژگی ها:


- سیستم قرقره ای مکانیکی پیشرفته ۶:۱ ایجاد فشار و محدودیت حرکتی مهره های ستون فقرات را فراهم می کند و ایجاد فشار داخل شکمی را با حداقل تلاش فراهم می کند.
- فقط توسط یک دستگیره، امکان تنظیم آسان و سریع با یک دست را فراهم میکند.
- ساختاری قابل تنفس، قابل شستشو و بدون فلز.
- دارای پسل پستی قابل جداسازی و قابل شستشو و مناسب برای تصویربرداری پزشکی

### مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، پلی استال، پی وی سی

### جدول سایز بندی:

دور کمر خود را اندازه بگیرید و سایز مناسب را انتخاب کنید



|    |                           |     |                           |
|----|---------------------------|-----|---------------------------|
| S  | 70-80 cm (27.56-31.50")   | 2XL | 110-120 cm (43.31-47.24") |
| M  | 80-90 cm (31.50-35.43")   | 3XL | 120-130 cm (47.24-51.18") |
| L  | 90-100 cm (35.43-39.37")  | 4XL | 130-140 cm (51.18-55.12") |
| XL | 100-110 cm (39.37-43.31") | 5XL | 140-150cm (55.12-59.06")  |
| F  | 70-130 cm (27.56-51.18")  |     |                           |

### نام محصول:

کمر بند پروفشنال لومبوساکرال ۳۵/۳۰/۲۳ سانت با فشار قابل تنظیم قرقره ای ۱۶

### مشخصات:

کمر بند پروفشنال لومبوساکرال ساپورت سخت با فشار قابل تنظیم قرقره ای ۱ به ۶ به نحوی طراحی شده است تا در عین حال که راحتی بیمار را در الویت دارد طبی ساپورتیو بوده و دارای قابلیت سیستم مکانیکی ایجاد فشار ۱ به ۶ برابر میباشد. این قابلیت بوسیله کشیدن یک دستگیره عمل می کند. یک کشش آسان و مطمئن با ایجاد فشار در قسمت شکمی بدن بیمار منجر به شکل دهی ستون فقرات بیمار در حالت آناتومیک خود شده و نهایتاً باعث کاهش بار و با فشار دیسک بین مهره ای میگردد. استرپ های منحصر به فرد بکار رفته در این محصول از استرپ های بکار رفته در مدل های قدیمی این کمر بند ها بسیار محکم تر میباشد و این باعث میشود که این محصول برای استفاده در یک دوره طولانی بسیار پادوام تر باشد. این محصول یک ارتز با مکانیزم پیشرفته مدولار میباشد و همانطوریکه بیمار به مرور پس از استفاده از این محصول درمان میشود با تجویز پزشک میتواند میزان کنترل و حمایت و ایجاد ثبات توسط این ارتز را با جداسازی پد پستی کاهش دهد.

### موارد استفاده:

- درد و رگ به رگ شدن و کشیدگی در ناحیه کمر
- جابجایی دیسک کمر، فتق دیسک، تنگی کانال نخاعی
- فیوژن بعد از عمل، لامینکتومی، دیسکتومی
- اسپوندیلوز و اسپوندیلوایستزیس

# Spine Lumbar



## Expert LSO Flex

w/1:6 Pulley System  
Comp. 23/30/35 cm



Corset offers 6:1  
compression and  
control from L1 to S1.  
Code: 5303

### نام محصول:

کمربند اکسپرت لومبوساکرال ۲۳/۳۰/۳۵ سانت با فشار قابل تنظیم قرقره ای ۱:۶

### مشخصات:

این محصول به نحوی طراحی شده است تا در عین حال که راحتی بیمار را در الویت دارد یک کمربند طبی ساپورتیو بوده و دارای قابلیت سیستم مکانیکی ایجاد فشار ۱ به ۶ میباشد. این قابلیت تنها بوسیله کشیدن یک دستگیره عمل می کند. یک کش آسان و مطمئن با ایجاد فشار در قسمت شکمی بیمار منجر به شکل دهی ستون فقرات بیمار در حالت آناتومیک خود شده و نهایتاً باعث کاهش بار و یا فشار دیسک بین مهره ای میگردد. استرپ های بکار رفته در این محصول از استرپ های بکار رفته در مدل های قدیمی این کمربندها بسیار محکم تر میباشد و این باعث میشود که این محصول برای استفاده در یک دوره طولانی بسیار بادوام تر باشد. این محصول یک ارتز با مکانیزم پیشرفته مدولار میباشد و همانطوریکه بیمار به مرور پس از استفاده از این محصول درمان میشود با تجویز پزشک میتواند میزان کنترل و حمایت و ایجاد ثبات توسط این ارتز را با جداسازی پدهای طرفین و بد پشتی کاهش دهد.

### موارد استفاده:

- درد و رگ به رگ شدن و کشیدگی در ناحیه کمر
- جابجایی دیسک کمر، فتق دیسک، تنگی کانال نخاعی
- فیوزن بعد از عمل، لامینکتومی، دیسککتومی
- اسپوندیلوز و اسپوندیلولیتیزیس

### ویژگی ها:

- سیستم قرقره ای مکانیکی پیشرفته ۶:۱ ایجاد فشار و محدودیت

حرکتی مهره های ستون فقرات را فراهم می کند.

- فقط توسط یک دستگیره، تنظیم آسان و سریع این کمربند امکانپذیر است.

این محصول با دستگاههای تصویربرداری پزشکی سازگار است.

- پتل پشتی قابل جداسازی و قابل شستشو میباشد.

• پتل های خلفی فرم پذیر و قابل شستشو علاوه بر ایجاد محدودیت حرکتی در طرفین از ایجاد فشار نقطه ای در پهلوها جلوگیری میکند.


- پتل شکمی بیرونی پددار به این مدل اضافه شده است.

### مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، پلی استل، پلی پروپیلن، پی وی سی

### جدول سایز بندی:

دور کمر خود را اندازه بگیرید و سایز مناسب را انتخاب کنید.



|    |                           |     |                           |
|----|---------------------------|-----|---------------------------|
| S  | 70-80 cm (27.56-31.50")   | 2XL | 110-120 cm (43.31-47.24") |
| M  | 80-90 cm (31.50-35.43")   | 3XL | 120-130 cm (47.24-51.18") |
| L  | 90-100 cm (35.43-39.37")  | 4XL | 130-140 cm (51.18-55.12") |
| XL | 100-110 cm (39.37-43.31") | 5XL | 140-150 cm (55.12-59.06") |
| F  | 70-130 cm (27.56-51.18")  |     |                           |

# Spine Lumbar



## Expert LSO w/1:6 Pulley System Compression 40cm

Corset offers 6:1  
compression and  
control from T9 to S1  
Code: 5304

1:6 Pulley  
System

6X

Adjustable  
Fit & Height



Prescription  
Only



### نام محصول:

بریس لومبوساکرال سخت اکسپرت با فشار قابل تنظیم قرقره ای ۱:۶

### مشخصات:

بریس لومبوساکرال سخت اکسپرت با سیستم پیشرفته قرقره ای ۱ به ۶ از ساختار مفصلی ستون فقرات در مهره های لگنی، کمری حمایت مینماید این کمر بند طبعی حرکت در ستون فقرات را از ناحیه T9 (پشت) تا ساکروم S1 (پایین کمر) محدود مینماید و در عین حال که راحتی بیمار را در الویت دارد یک کمر بند طبعی ساپورتیو بوده و دارای قابلیت سیستم مکثکی ایجاد فشار ۱ به ۶ برلر میباشد این قابلیت تنها بوسیله کشیدن یک دستگیره عمل می کند یک کشش آسان و مطمئن با ایجاد فشار در قسمت شکمی بیمار منجر به شکل دهی ستون فقرات بیمار در حالت آناتومیک خود میشود استرپ های بکار رفته در این محصول از استرپ های بکار رفته در مدل های قدیمی این کمر بندها بسیار محکم تر میباشد و این نکته باعث میشود که این محصول برای استفاده در یک دوره طولانی بسیار بادوام تر باشد این محصول یک از تز با مکانیزم پیشرفته مدولار میباشد و همانطوریکه بیمار به مرور پس از استفاده از این محصول درمان میشود با تجویز پزشک میتواند میزان کنترل و حمایت و ایجاد ثبات توسط این از تز را با جداسازی بدهای طرفین و پد پستی کاهش دهد.

### موارد استفاده:

- کمر درد.
- کشیدگی ارگ به رگ شدن کمر.
- تنگی کانال نخاعی کمری.
- برآمدگی دیسک.
- اسپوندیلولیتیزیس.
- جابجایی دیسک و فتق دیسک

- فیوژن بعد از عمل، لامینکتومی، دیسکتومی.
- درمان قبل و بعد از جراحی.

### ویژگی ها:


- این محصول با دستگاههای تصویربرداری پزشکی سازگار است.
- پنلهای پستی، خلفی و شکمی، پد دار بوده و قابل جداسازی و شستشو میباشد و علاوه بر ایجاد محدودیت حرکتی از ایجاد فشار نقطه ای جلوگیری میکند.
- پنل پستی را میتوان با تجویز پزشک و جهت تناسب بهتر با هر بیمار همزمان با حرارتی دهی به فرم دلخواه تغییر داد.

### مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی استال، PVC، PE، PE.

### جدول سایز بندی:

دور کمر خود را اندازه بگیرید و سایز مناسب را انتخاب کنید.



|    |                           |     |                           |
|----|---------------------------|-----|---------------------------|
| S  | 70-80 cm (27.56-31.50")   | 2XL | 110-120 cm (43.31-47.24") |
| M  | 80-90 cm (31.50-35.43")   | 3XL | 120-130 cm (47.24-51.18") |
| L  | 90-100 cm (35.43-39.37")  | 4XL | 130-140 cm (51.18-55.12") |
| XL | 100-110 cm (39.37-43.31") | 5XL | 140-150cm (55.12-59.06")  |
| F  | 70-130 cm (27.56-51.18")  |     |                           |



1:6 Pulley  
System

6X

Adjustable  
Fit & Height



Prescription  
Only



**Expert TLSO**  
w/1:6 Pulley System  
Compression

Corset offers 6:1  
compression and  
control from T3 to S1  
Code: 5405

## نام محصول:

بریس توراکولومبوساکرال سخت اکسپرت با سیستم تنظیم قرقه‌ای ۱:۶

## مشخصات:

بریس توراکولومبوساکرال سخت اکسپرت با سیستم پیشرفته قرقه‌ای ۱ به ۶ از ساختار مفصلی ستون فقرات در مهره‌های لگنی، کمری و پشته حمایت می‌نماید این کمر بند طبی حرکت در ستون فقرات را از ناحیه قفسه سینه T3 (میانه پشت) تا ساکروم S1 (پایین کمر) محدود نموده و به گردن اجازه حرکت آزادانه می‌دهد این محصول را می‌توان به صورت یک ارتز بلند ستون فقرات که از ناحیه مهره‌های سینه‌ای تا کمری را پوشش می‌دهد مورد استفاده قرار داد و در عین حال که راحتی بیمار را در الویت دارد یک کمر بند طبی ساپورتیو بوده و دارای قابلیت سیستم مکتبیکی ایجاد فلش ۱ به ۶ برلر میباشد این قابلیت تنها وسیله کشیدن یک دستگیره عمل می‌کند یک کشش آسان و مطمئن با ایجاد فشار در قسمت شکمی بیمار منجر به شکل دهی ستون فقرات بیمار در حالت آناتومیک خود میشود استرپ‌های بکار رفته در این محصول از استرپ‌های بکار رفته در مدل‌های قدیمی این کمر بندها بسیار محکم تر میباشد و این نکته باعث میشود که این محصول برای استفاده در یک دوره طولانی بسیار بادوام تر باشد این محصول یک ارتز با مکتبیزم پیشرفته مدولار میباشد و هم‌طوریکه بیمار به مرور پس از استفاده از این محصول درمان میشود با تجویز پزشک میتواند میزان کنترل و حمایت و ایجاد ثبات توسط این ارتز را با جلدسازی پدهای طرفین و پد پشته کاهش دهد

## موارد استفاده:

- تنگی کانال نخاعی
- انحراف زیاد ستون فقرات (کایفوز)
- کشیدگی حاد در ناحیه لومبار و توراسیک کمر

- جایجایی دیسک و فتق دیسک
- فیوزن بعد از عمل، لامینکتومی، دیسکتومی
- درمان قبل و بعد از جراحی

## ویژگی‌ها:


- پنلهای پشته، خلفی و شکمی، پد دار بوده و قابل جلدسازی و شستشو میباشد و علاوه بر ایجاد محدودیت حرکتی از ایجاد فشار نقطه‌ای جلوگیری میکند.
- ارتفاع پتل پشته قابل تنظیم میباشد.

## مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی استال، PVC، PE، PE

## جدول سایز بندی:

دور کمر خود را اندازه بگیرید و سایز مناسب را انتخاب کنید.



|    |                           |     |                           |
|----|---------------------------|-----|---------------------------|
| S  | 70-80 cm (27.56-31.50")   | 2XL | 110-120 cm (43.31-47.24") |
| M  | 80-90 cm (31.50-35.43")   | 3XL | 120-130 cm (47.24-51.18") |
| L  | 90-100 cm (35.43-39.37")  | 4XL | 130-140 cm (51.18-55.12") |
| XL | 100-110 cm (39.37-43.31") | 5XL | 140-150 cm (55.12-59.06") |
| F  | 70-130 cm (27.56-51.18")  |     |                           |

# Spine Lumbar



## Maternity Support

Code: 6201




### نام محصول:

کمربند حاملگی یک تکه

### جدول سایز بندی:

دور شکم خود را اندازه بگیرید.



Free Size 60-110 cm (23.62-43.30")

Over Size 70-130 cm (27.55-51.18")

### نام محصول:

کمربند حاملگی یک تکه

### مشخصات:

استفاده از این محصول در موارد زیر مناسب می باشد:

- درد عضلانی شکم زنان باردار.
- جنین زن باردار بیش از حد بزرگ باشد.
- یک ساپورت خارجی برای زنان باردار در زمانیکه جنین حالت غیر طبیعی داشته باشد است.
- افتادگی شکم ، احتمال ابتلا به زایمان زودرس و سقط جنین در زنان باردار.
- نگرانی در مورد افتادگی شکم، که پهبودی بعد از تولد نوزاد را در زنان باردار را تحت تاثیر قرار میدهد.
- بیماری واریس بارداری و تورم پا که بسیار برای زنان باردار خطرناک هستند.

### موارد استفاده:

- دردهای مرتبط با بارداری در عضلات کمر، ساق پا و شکم را تسکین می دهد.
- کمک به کاهش دردهای لگنی در دوران بارداری.

### ویژگی ها:

- از ناحیه کمر و لگن مراقبت می کند.
- کشش رباط های عضلانی زنان باردار را که ناشی از آویزان بودن شکم است، تسکین می دهد.
- کمک به کاهش کمردرد و حمایت از شکم در بارداری.
- در روی پوست احساس نرمی و راحتی را ایجاد میکند.
- با لایف شکم زنان باردار به تسکین درد کمک می کند.
- قابل پوشیدن در زیر لباس روزانه

Cured I [www.curedmedical.com](http://www.curedmedical.com)



## Maternity Support Belt

Code: 6202

- دارای دو آتل در قسمت پشت بوده که حمایت اضافی در ناحیه کمر را ایجاد می کنند و کمر بند را در موقعیت خود نگه داشته و از لوله شدن آن جلوگیری می کند.
- حمایت ملایم با حداکثر راحتی بدون فشار نامطلوب را فراهم می کند.
- به کاهش کمردرد کمک می کند و از شکم حمایت می کند.
- ساخته شده از کش سبک و پارچه لمینت شده بادوام، که این مواد در تماس با پوست احساس نرمی را ایجاد می کنند

### مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، ابر، پلی اتیلن

### نام محصول:

کمر بند حاملگی دوتکه

### مشخصات:

- استفاده از این محصول در موارد زیر مناسب می باشد:
- درد عضلانی شکم زنان باردار.
- افتادگی شکم، احتمال ابتلا به زایمان زودرس و سقط جنین در زنان باردار.
- جنین زن باردار بیش از حد بزرگ یا حالت غیر طبیعی داشته باشد.
- نگرانی در مورد افتادگی شکم، که بهبودی بعد از تولد نوزاد در زنان باردار را تحت تاثیر قرار میدهد.
- واریس بارداری و تورم پا که بسیار برای زنان باردار خطرناک هستند

### موارد استفاده:

- قبل و بعد از بارداری
- تسکین کمردرد مرتبط با بارداری
- دردهای مرتبط با بارداری در شکم و ساق پا و عضلات لگن را تسکین می دهد

### ویژگی ها:

- با لیفت شکم به تسکین درد کمک می کند.
- استرپ الاستیک مورب اضافی در قسمت جلو باعث حفظ موقعیت کمر بند پستی میشود و هنگام استفاده راحت و نامحسوس است.
- دو تیکه ساخته شده، که برای سازگاری با رشد شکم در طول بارداری کاملاً قابل تنظیم میباشد.

|     |                          |  |
|-----|--------------------------|--|
| S   | 57-93 cm (22.44-36.61")  |  |
| M   | 67-106 cm (26.37-41.73") |  |
| L   | 77-119 cm (30.31-46.85") |  |
| XL  | 87-132 cm (34.25-51.96") |  |
| 2XL | 97-145 cm (38.18-57.08") |  |



## اندام فوقانی


اندام زیرین یا اندام فوقانی که در اصطلاح عامیانه به آن بالاتنه گفته می‌شود در کالبدشناسی عبارت است از هر دو مجموعه چپ و راست شانه، بازو، زیر بغل، آرنج، ساعد و دست. اندام فوقانی شامل استخوان‌های:

از استخوان‌های اندام فوقانی می‌توان به ترقوه (Clavicle)، کتف (Scapula)، استخوان بازو (Humerus)، زند زیرین (Radius)، زند زیرین (Ulna)، استخوان‌های مچ دست (Carpal bones)، استخوان‌های کف دست، استخوان‌های انگشتان دست اشاره کرد.

استخوان‌های مچ دست (Carpal bones): ناحیه مچ دست از هشت قطعه استخوان، موسوم به استخوان‌های کارپال ساخته شده است. استخوان‌های مچ دست که بر اساس شکلشان نامگذاری شده‌اند در دو ردیف بالایی و پایینی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

استخوان‌های کف دست (Metacarpal Bones): در هر دست پنج استخوان کف دستی (متاکارپال) وجود دارد. استخوان‌های کف دست به ترتیب از سمت شست به طرف انگشت کوچک شماره گذاری می‌شوند. (دست در وضعیت آناتومیک قرار دارد)

بندهای انگشتان (Phalanges): اولین انگشت (شست) دو بند دارد، بقیه انگشتان دست هر کدام سه بند دارند. تعداد کل استخوان‌های انگشتان هر دست چهارده قطعه است.



# Shoulder Support



## Arm Sling

Breathable  
Fabric  
Code: 7331

- بندهای شانه ای پد دار برای راحتی بیمار.
- زاویه آرنج قابل تنظیم.
- سگک جانبی برای تنظیم ارتفاع مناسب.
- مواد سبک و راحت.
- طراحی متناسب با بازوی راست و چپ.

### مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

### جدول سایز بندی:

طول ساعد خود را اندازه بگیرید.

با توجه به اینکه این محصول جزو کالاهای صادراتی شرکت می باشد، آناتومی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی این محصول لحاظ گردیده است. لذا برای تطبیق سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایز بندی درج شده در این دفترچه می باشد.


XS 15.2-20.3cm (6 - 8")

S 20.3-25.4cm (8-10")

M 25.4-30.5cm (10-12")

L 30.5-35.6cm (12-14")

XL 35.6-39.4cm (14-15.5")



### نام محصول:

آویز دست شانه ای (با ترمز شست)

### مشخصات:

آویز دست کیورد یک محصول راحت و سبک وزن است که برای کاهش حرکات ناخواسته یا پیش از حد در مفصل شانه و ترقوه مفید است و می تواند برای آسیب دیدگی شانه دست راست یا چپ استفاده شود. این محصول طی توانبخشی و بهبودی بعد از عمل مفید است و به جلوگیری از فشار بیش از حد رباط ها، تاندون ها و عضلات از جمله گروه روتاتور کاف کمک می کند. این محصول به تسکین درد ناشی از التهاب کیسه بورس و سندرم اینپینجمنت شانه کمک کرده و با تثبیت ساعد، به نحوه صحیح قرار گیری مفصل شانه در جهت بهبودی کمک می کند.

### موارد استفاده:

- صدمات عصب براکیال
- در رفتگی شانه
- آسیب در عضلات روتاتور کاف
- التهاب کیسه بورس در ناحیه شانه
- درد سندرم اینپینجمنت ( تحت فشار قرار گرفتن نا خواسته بافت نرم و عصب بر اثر بافت سخت )
- شکستگی بازو
- محافظت بعد از عمل جراحی

### ویژگی ها:

- ترمز شست داخل بدنه آویز دست، از خستگی دست شما جلوگیری می کند.

# Shoulder Support



## Breathable Arm Sling

Breathable  
Fabric  
Code: 73315



### نام محصول:

ثابت کننده شانه و بازو (با استرپ کمری ثابت کننده)

### مشخصات:

آویز دست کیورد یک محصول راحت و سبک وزن است که از پارچه قابل تنفس ساخته شده است و برای کاهش حرکات ناخواسته پا بیش از حد در مفصل شانه و ترقوه مفید است و می تواند برای آسیب دیدگی شانه دست راست یا چپ استفاده شود. این محصول طی توانبخشی و بهبودی بعد از عمل مفید است و به جلوگیری از فشار بیش از حد رباط ها، تاندون ها و عضلات از جمله گروه روتاتور کاف کمک می کند. این محصول به تسکین درد ناشی از التهاب کیسه بورس و سندرم اینپینجمنت شانه کمک کرده و با تثبیت ساعد، به نحوه صحیح قرار گیری مفصل شانه در جهت بهبودی کمک می کند.

### موارد استفاده:

- آسیب عصب براکیال
- در رفتگی شانه
- شکستگی بازو
- محافظت پس از عمل جراحی

### ویژگی ها:

- دارای حلقه های شست برای حمایت از دست و جلوگیری از خستگی.
- بازو را نگه می دارد و وزن آن را روی پشت و شانه پخش می کند.

- طراحی یونیورسال، قابل استفاده برای دست راست یا چپ.
- بند شانه قابل تنظیم با پد نرم برای ایجاد تناسب دلخواه.
- جنس سبک و راحت.

### مواد سازنده:

پنبه، پلی استر، نایلون، پلی اتیلن.

### جدول سایز بندی:

طول ساعد خود را اندازه بگیرید.

با توجه به اینکه این محصول جزو کالاهای صادراتی شرکت می باشد، آناتومی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی این محصول لحاظ گردیده است. لذا برای تطبیق سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایز بندی درج شده در این دفترچه می باشد.


XS 15.2-20.3cm (6 - 8")

S 20.3-25.4cm (8-10")

M 25.4-30.5cm (10-12")

L 30.5-35.6cm (12-14")

XL 35.6-39.4cm (14-15.5")





## Ultra Arm Sling

Breathable  
Fabric  
Code: 7302

### نام محصول:

ثابت کننده شانه و بازو (با استرپ کمربند ثابت کننده)

### مشخصات:

ثابت کننده شانه و بازو با استرپ کمربند کیپورد یک حمایت کننده راحت و سبک می باشد که از پارچه قابل تنفس ساخته شده است و می توان از آن برای آسیب های بازو/شانه راست یا چپ استفاده کرد. این محصول با تثبیت شانه و بازو و ساعد در مقابل بدن موجب قرار گیری صحیح مفاصل شانه و بازو شده که با جلوگیری از فشار بیش از حد بر روی رباط ها، تاندون ها و عضلات از جمله گروه روتاتور کاف به تسکین درد ناشی از بورسیت و سندرم گیرافتادگی شانه و درمان کمک می کند. این محصول با بی حرکت کردن مفاصل شانه و بازو و ایجاد موقعیت مطلوب، به بهبودی مفاصل کمک می کند و طی دوره توانبخشی و بهبودی بعد از عمل مفید است.

### موارد استفاده:

- صدمات شبکه پراکیال (بازویی) و دررفتگی شانه
- آسیب در عضلات روتاتور کاف
- التهاب بورس در ناحیه شانه
- درد سندرم اینپینجمنت ( تحت فشار قرار گرفتن نا خواسته بافت نرم و عصب بر اثر بافت سخت )
- شکستگی بازو و محافظت بعد از عمل جراحی

### ویژگی ها:

- کمک به بی حرکت کردن و سایورت شانه و بازوی رگ به رگ شده، شکسته و پس از جراحی.
- ترمز دست داخل آویزدست از خسته شدن دست داخل آویزدست جلوگیری می کند.

- بند شانه ای قابل تنظیم با پد شانه ای، امکان استفاده راحت و قابلیت تنظیم را به کاربر می دهد.
- تولید شده با مواد سبک وزن راحت و قابل تنفس.
- طراحی یونیورسال متناسب با بازو راست یا چپ.
- استرپ کمربند موجب تثبیت بهتر شانه و بازو در راستای بدن میشود.

### مواد سازنده:


نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

### جدول سایز بندی:

طول ساعد خود را اندازه بگیرید.

با توجه به اینکه این محصول جزو کالاهای صادراتی شرکت می باشد، آناتومی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی این محصول لحاظ گردیده است. لذا برای تطبیق سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایز بندی درج شده در این دفترچه میباشد.

|    |                        |
|----|------------------------|
| XS | 19.2~20.3cm (6~8')     |
| S  | 20.3~25.4cm (8~10')    |
| M  | 25.4~30.5cm (10~12')   |
| L  | 30.5~35.6cm (12~14')   |
| XL | 35.6~39.4cm (14~15.5') |



# Shoulder Support



## Universal Shoulder Immobilizer

Adjustable Fit  
Code: 7303



### ویژگی ها:

- بازو را در کنار بدن محکم می کند و تحرک شانه و بالای بازو را برای جدا شدن، در رفتگی، کشیدگی و سایر آسیب ها محدود می کند

- برچسبهای زیر و نرم این محصول قابلیت تنظیم در محل مورد نظر را فراهم میسازد.



- طراحی متناسب با بازوی راست یا چپ

### مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، کتان

### جدول سایز بندی:

دور قفسه سینه خود را مطابق شکل اندازه بگیرید.



|   |                         |
|---|-------------------------|
| S | 60.96-91.44cm (24-36")  |
| M | 76.20-106.68cm (30-42") |

|    |                          |
|----|--------------------------|
| L  | 91.44-121.92cm (36-48")  |
| XL | 106.68-137.16cm (42-54") |

### نام محصول:

ثابت کننده شانه و بازو با بند شانه ای

### مشخصات:

تثبیت کننده شانه و بازو کیورد وسیله ای به جهت حمایت حداکثری از شانه و بازو بوده که با تثبیت ساعد و بازو در مقابل تنه، تمامی حرکات ناخواسته شانه، ترقوه و بازو را محدود میکند. از این محصول می توان برای آسیب دیدگی شانه سمت راست یا چپ استفاده نمود. عملکرد این محصول ایجاد بیحرکتی در مفاصل شانه است تا از این طریق شرایط بهبود مفصل و بافت نرم را فراهم آورد. این محصول برای آسیبهای روتاتور کاف، بورسیت و درد ناشی از ابداکشن مناسب است چراکه حرکت بیش از حد مفصل را کاهش می دهد. این محصول همچنین استرس را در کل مجموعه شانه از بین می برد و با تثبیت ساعد در برابر بدن، هم راستایی مناسب مفصل را برای بهبودی تسهیل می کند و از این طریق به توانبخشی فرد آسیب دیده کمک میکند.

### موارد استفاده:

- صدمات شبکه پراکیال (بازویی)
- در رفتگی شانه
- آسیب در عضلات روتاتور کاف
- التهاب بورس در ناحیه شانه
- درد سندرم اینپینجمنت ( تحت فشار قرار گرفتن ناخواسته بافت نرم و عصب بر اثر بافت سخت )
- شکستگی بازو
- محافظت بعد از عمل جراحی
- شکستگی قسمت اکرومیون استخوان کتف

# Shoulder Support



## Universal Sling & Swathe (FreeSize)

Adjustable Fit  
Code: 73031



### ویژگی ها:


- بازو را در کنار بدن محکم می کند و تحرک شانه و بالای بازو را برای جدا شدن، در رفتگی، کشیدگی و سایر آسیب ها محدود می کند
- برچسبهای زیر و نرم این محصول قابلیت تنظیم در محل مورد نظر را فراهم میسازد.
- طراحی متناسب با بازوی راست یا چپ

### مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، کتان

### جدول سایز بندی:

طول ساعد خود را اندازه بگیرید.



### نام محصول:

آویز دست شانه ای پشت بسته ( با بازوبند الحاقی )

### مشخصات:

آویز دست شانه ای پشت بسته ( با بازوبند الحاقی ) کیسورد وسیله ای به جهت حمایت حداکثری از شانه و بازو بوده که با تثبیت ساعد و بازو در مقابل تنه، تمامی حرکات ناخواسته شانه، ترقوه و بازو را محدود میکند. از این محصول می توان برای آسیب دیدگی شانه سمت راست یا چپ استفاده نمود. عملکرد این محصول ایجاد بیحرکتی در مفاصل شانه است تا از این طریق شرایط بهبود مفصل و یافت نرم را فراهم آورد. این محصول برای آسیبهای روتاتور کاف، بورسیت و درد ناشی از ابداکشن مناسب است چراکه حرکت بیش از حد مفصل را کاهش می دهد. این محصول همچنین استرس را در کل مجموعه شانه از بین می برد و با تثبیت ساعد در برابر بدن، هم راستایی مناسب مفصل را برای بهبودی تسهیل می کند و از این طریق به توانبخشی فرد آسیب دیده کمک میکنند.

### موارد استفاده:

- صدمات شبکه براکیال (بازویی)
- در رفتگی شانه
- آسیب در عضلات روتاتور کاف
- التهاب بورس در ناحیه شانه
- درد سندرم اینپیچمنت ( تحت فشار قرار گرفتن نا خواسته بافت نرم و عصب بر اثر بافت سخت )
- شکستگی بازو
- محافظت بعد از عمل جراحی

|    |                        |    |                        |
|----|------------------------|----|------------------------|
| F  | 25.4-44.5cm (10-17.5") | M  | 25.4-30.5cm (10-12")   |
| XS | 15.2-20.3cm (6-8")     | L  | 30.5-35.6cm (12-14")   |
| S  | 20.3-25.4cm (8-10")    | XL | 35.6-39.4cm (14-15.5") |

# Shoulder Support



## Shoulder Abduction Orthosis

Code: 7308



### نام محصول:

دور کننده شانه ۳۰-۴۵ درجه

### مشخصات:

دور کننده شانه کیبورد یک محصول راحت و سبک است. این محصول برای کاهش حرکات ناخواسته یا بیش از حد در مفصل شانه و ترقوه مفید است و می تواند برای آسیب دیدگی شانه راست یا چپ استفاده شود. این محصول در دوران توانبخشی و بهبودی پس از عمل مفید است. از کشیدگی بیش از حد رباطها، تاندونها و ماهیچهها از جمله گروه روتاتور کاف جلوگیری می کند و به تسکین درد ناشی از بورسیت و بیماری های شانه کمک می کند. همچنین با تثبیت ساعد، زاویه صحیح مفصل را برای بهبودی ایجاد می کند.

### موارد استفاده:

- صدمات شبکه براکیال (بازویی)
- در رفتگی شانه
- آسیب در عضلات روتاتور کاف
- التهاب بورس در ناحیه شانه
- درد سندرم اینپینجمنت
- شکستگی بازو
- محافظت بعد از عمل جراحی

### ویژگی ها:

- تمرکز شست از خستگی دست شما جلوگیری میکند.
- بازو را حمایت و ساپورت می کند و وزن را به قسمت پشت و شانه انتقال میدهد.
- طراحی متناسب با بازوی راست و چپ.

• استرپهای قابل تنظیم پوشیدن محصول را تسهیل میکنند.


• استفاده از مواد اولیه سبک وزن و راحت.

### مواد سازنده:

فوم TDI، پلی استر، نایلون، پلی اتیلن

### جدول سایز بندی:

طول ساعد خود را اندازه بگیرید.



**S** 20.3-25.4cm (8-10")

**M** 25.4-30.5cm (10-12")

**L** 30.5-35.6cm (12-14")

# Shoulder Support



## Shoulder Support

Warmth &  
Compression  
Code: 7101




### مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، نئوپرن، الاستیک، کتان

### جدول سایز بندی:

بالای بازوی خود را اندازه بگیرید.

با توجه به اینکه این محصول جزو کالاهای صادراتی شرکت می باشد، آناتومی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی این محصول لحاظ گردیده است. لذا برای تطبیق سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایز بندی درج شده در این دفترچه میباشد.



S 22-26 cm (8.66-10.24")

M 26-30 cm (10.24-11.81")

L 30-34 cm (11.81-13.39")

XL 34-38 cm (13.39-14.96")

2XL 38-42 cm (14.96-16.54")

3XL 42-46 cm (16.54-18.11")

### نام محصول:

شانه بند قابل تنظیم نئوپرنی

### مشخصات:

مفصل شانه از فعال ترین و پیچیده ترین مفاصل بدن می باشد. کپسول و رباط ها به عنوان ثبات دهنده عمل می کنند، در حالیکه عضلات و تاندون ها در عملکرد فعال شانه نقش دارند. همکاری منظم مفاصل شانه، سبب ایجاد حرکات نرم شانه در تمام جهات می شود. مفصل شانه به دلیل آسیب های مستقیم در معرض بیماری های مختلفی قرار دارد. شانه بازوبند نئوپرنی کیورد، برای حمایت از مفصل شانه آسیب دیده، طراحی شده است. این محصول مفصل شانه را گرم و انعطاف پذیر نگه داشته و به شانه ورزشکار یا بیمار اجازه می دهد که به تدریج به دامنه حرکتی سابق بازگردند.

### موارد استفاده:

- بی ثباتی شانه
- تدبیریت روتاتور کاف
- بورسیت

### ویژگی ها:

- سبک و راحت.
- حفظ گرما جهت تسکین درد.
- مناسب برای استفاده در زیر لباس.
- طراحی متناسب با شانه راست یا چپ.

# Elbow Support



## Elbow Support

Targeted Relief  
Code: 8101



### ویژگی ها:

- سبک و راحت.
- همزمان با ساپورت، امکان حرکت کامل آرنج را طی فعالیت فراهم میسازد.
- محافظت از آرنج طی فعالیت های ورزشی.
- قابل استفاده برای هر دو دست راست و چپ.

### مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، نئوپرن، الاستیک، کتان

### جدول سایز بندی:

۵ سانتی متر (۲ اینچ) زیر مفصل آرنج، دور ساعد را اندازه بگیرید



|     |                        |
|-----|------------------------|
| S   | 21-23cm (8.27-9.06")   |
| M   | 23-25cm (9.06-9.84")   |
| L   | 25-27cm (9.84-10.63")  |
| XL  | 27-29cm (10.63-11.42") |
| 2XL | 29-31cm (11.42-12.20") |
| 3XL | 31-33cm (12.20-12.99") |

### نام محصول:

آرنج بند نئوپرنی


### مشخصات:

مفصل آرنج شامل قسمت تحتانی استخوان بازو و قسمت فوقانی استخوان های ساعد می باشد. کپسول مفصلی و رباط های متعددی جهت حمایت از این مفصل وجود دارد. در بیشتر کارهای روزمره و در بسیاری از ورزش ها (مانند ورزش های رزمی، والیبال، هندبال) این مفصل به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد و دارای تحرک بالایی می باشد. آرنج بند کیورد بدون ایجاد محدودیت در حرکات آرنج، در طول فعالیت هایی که نیاز به حرکات گسترده دارند مانند فعالیت های ورزشی، از آرنج محافظت می کند. این محصول با حفظ گرما به درمان آسیب های خفیف مفصل آرنج کمک می کند. علاوه بر آن، درد و تورم ناشی از آرتروز و آسیب های ورزشی را کاهش می دهد.

### موارد استفاده:

- اپی کندیلیت خارجی (آرنج تنیس بازان)
- اپی کندیلیت داخلی (آرنج گلف باز)
- تسکین درد و تورم ناشی از التهاب تاندونی یا بورسیت.
- حفظ گرما به منظور بهبود گردش خون در مفصل
- کشیدگی و رگ به رگ شدن آرنج.
- حمایت از عضلات ضعیف و آرنج ضعیف
- التهاب بورس اوله کرانون ( التهاب آرنج)
- جلوگیری و درمان آسیب های خفیف ورزشی

# Elbow Support



## Tennis/Golf Elbow Strap

Targeted Relief  
Code: 8102

- التهاب محل اتصال تاندون های عضلات ساعد به کوندیل های داخلی و خارجی.

### ویژگی ها:


- تک سایز بوده و برای اکثر افراد مناسب است.
- قابل استفاده برای دست راست و چپ.
- پد دایره ای امکان ایجاد فشار نقطه ای را فراهم میسازد.
- بند چسبی بلند قابل تنظیم دور آرنج، ایجاد فشار مناسب را تضمین میکند.

### مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن، نئوپرن، الاستیک، کتان

### جدول سایز بندی:

۵ سانتی متر (اینچ ۲) زیر مفصل آرنج، دور ساعد اندازه بگیرید.



F

21-34.5 cm (8.27-12.99")

### نام محصول:

آرنج تنیس بازان نئوپرنی

### مشخصات:

مفصل آرنج شامل قسمت تحتانی استخوان بازو و قسمت فوقانی استخوان های ساعد می باشد. کیسول مفصلی و رباط های متعددی جهت حمایت از این مفصل وجود دارد. این مفصل در طول فعالیت های مختلف استفاده می شود و دارای تحرک بالایی می باشد، در نتیجه در معرض آسیب قرار دارد. آرنج تنیس بازان یا التهاب کوندیل خارجی آرنج، وضعیتی است که در آن قسمت پیرونی آرنج در تنگ می شود. هر فعالیتی که شامل استفاده مکرر از عضلات اکستنسور ساعد باشد، می تواند باعث ایجاد صدمه و التهاب تاندونی حاد یا مزمن در محل اتصال عضلات به کوندیل خارجی آرنج گردد. این امر منجر به ایجاد درد و حساسیت در قسمت خارجی آرنج می گردد. با آرنج تنیس البو کیسور به گونه ای طراحی شده که با ایجاد فشار به مناطق خاصی از عضلات ساعد باعث کاهش درد در محل اتصال عضلات تحریک شده، می شود. این آرنج بند اغلب بوسیله بازیکتان تنیس، بازیکتان گلف، کارگران صنعتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. التهاب آرنج گلف بازان نیز به دلیل التهاب تاندون های متصل به کوندیل داخلی آرنج ایجاد می شود. با آرنج تنیس البو کیسور به کاهش مشکلات آرنج تنیس بازان و گلف بازان کمک می کند.

### موارد استفاده:

- اپی کندیلیت خارجی (آرنج تنیس بازان)
- اپی کندیلیت داخلی (آرنج گلف باز)

# Wrist Support



## Wrist Band

Adjustable  
Code: 9102




### مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، الاستیک، پلی اتیلن، پلی استر

### جدول سایز بندی:

دور مچ دست خود را اندازه بگیرید. با توجه به اینکه این محصول جزو کالاهای صادراتی می باشد، آناتومی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی لحاظ گردیده است. لذا برای تطبیق سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایز بندی درج شده در این دفترچه میباشد.



|     |                      |
|-----|----------------------|
| F   | 12-22cm (4.72-8.66") |
| S   | 12-14cm (4.72-5.51") |
| M   | 14-16cm (5.51-6.29") |
| L   | 16-18cm (6.29-7.08") |
| XL  | 18-20cm (7.08-7.87") |
| 2XL | 20-22cm (7.87-8.66") |

### نام محصول:

مچ بند قابل تنظیم نئوپرنی (با استرپ)

### مشخصات:

مفصل مچ دست از ۸ استخوان کوچک دست و استخوان های مساعد تشکیل شده است، که باهم مفصل مچ دست را تشکیل می دهند این مفصل به دلیل تنوع وظایف و فعالیت هایی که انجام می دهد، نیاز به قدرت و تحرک گلفی دارد با این حال، مشکلات متعددی در خصوص این ناحیه وجود دارد. هدف از بستن مچ بند، حمایت از مفاصل مچ دست در طول حرکات تکراری سنگین و کمک کردن به مچ دست ورزشکاران در طول تمرین می باشد. در طی این حرکات، مچ دست می تواند تحت فشار، کشیده شود و منجر به بروز آسیب های احتمالی گردد، مچ بند قابل تنظیم نئوپرنی کیورد با در بر گرفتن دست، گرما را حفظ کرده و درد و تورم را کاهش می دهد.


### موارد استفاده:

- مچ ضعیف
- بی ثباتی مچ دست
- رگ به رگ شدن مچ، کشیدگی
- برای ورزشکاران در طول تمرینات سنگین و مسابقات

### ویژگی ها:

- با کیفیت و با دوام.
- استرپ (بند چسبی) بلند قابل تنظیم دور مچ، ایجاد فشار مناسب را تضمین میکند.
- استفاده از پارچه نئوپرن با خاصیت گرما درمانی به گرم شدن عضلات و مفاصل کمک می کند.
- متناسب با مچ دست چپ یا راست است.

# Thumb Support



## XR Thumb Brace

Lateral  
Thumb Stay  
Code: 9104



- بند چسبی دور مچ موجب ثبات در حین فعالیت میشود.
- درد را تسکین و مفصل کاپومتاکارپال را تثبیت می کند.
- مچ دست و شست را ساپورت و کف دست را آزاد می گذارد

### مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، الاستیک، پلی اتیلن، پلی استر، آلومینیوم

### جدول سایز بندی:

دور مچ دست خود را اندازه بگیرید. با توجه به اینکه این محصول جزو کالاهای صادراتی می باشد، آناتومی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی لحاظ گردیده است. لذا برای تطبیق سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایز بندی درج شده در این دفترچه میباشد.



|     |                       |
|-----|-----------------------|
| S   | 12-14cm (4.72-5.51")  |
| M   | 14-16cm (5.51-6.29")  |
| L   | 16-18cm (6.29-7.08")  |
| XL  | 18-20cm (7.08-7.87")  |
| 2XL | 20-22cm (7.87-8.66")  |
| 3XL | 22-24cm (8.66-9.45")  |
| 4XL | 24-26cm (9.45-10.24") |

### نام محصول:

تثبیت کننده شست نوپرنی

### مشخصات:

تثبیت کننده شست نوپرنی کیپورد دارای یک آتل آلومینیومی قابل فرم دهی بوده که بی حرکتی موضعی انگشت شست را موجب شده و امکان حرکت آزادانه سایر انگشتان را فراهم می سازد. این محصول به قرارگیری صحیح مفاصل کارپال، شست و به بهبود التهاب و درد ناشی از استفاده بیش از حد از این مفاصل کمک می کند. همچنین استرپهای قابل تنظیم، حمایت و ساپورت بیشتری را نسبت به سایر مدلها در دور مچ دست و شست ایجاد می کنند. استفاده از این محصول حرکات مکرر انگشت شست و کشیدگی آن را که به ویژه در حین تایپ کردن، نوشتن، استفاده از ماوس و سایر فعالیت های شغلی یا ورزشی رخ میدهد، به حداقل می رساند.

### موارد استفاده:

- درد شست
- آرتروز و سندرم دکوروان
- رگ به رگ شدن / کشیدگی شست
- بی ثباتی مفصل کارپومتاکارپال

### ویژگی ها:

- آتل آلومینیومی قابل فرم دهی و قابل جابجایی، باعث بیحرکتی موضعی انگشت شست در موقعیت مورد نظر میشود و می توان با تجویز پزشک و با پیشرفت بهبودی آن بیرون آورد.
- استفاده از پارچه نوپرن با خاصیت گرما درمانی به گرم شدن عضلات و مفاصل کمک می کند.
- برای دست چپ یا راست مناسب است.

# Wrist Support



## Wrist Brace

**Code: 9108**  
Stabilized Wrist Brace  
(w/Palmar Stay)

**Code: 9109**  
Extreme Stabilized  
Wrist Brace  
(w/Dorsal & Palmar Stays)



### نام محصول:

کد ۹۱۰۸: تثبیت کننده مچ دست نئوپرنی

کد ۹۱۰۹: تثبیت کننده مچ دست اکستریم نئوپرنی

### مشخصات:

این محصول در دو مدل عرضه میگردد، کد ۹۱۰۸ دارای یک آتل آلومینیومی قابل جابجایی در قسمت کف دست میباشد و کد ۹۱۰۹ دارای دو آتل آلومینیومی قابل جابجایی در قسمت کف و پشت دست میباشد که امکان تثبیت و بیحرکتی بیشتر مچ و دست را طی فرآیند گرمادرمانی فراهم میکنند. استرپ بلند قابل تنظیم در صورت نیاز میتواند فشرده سازی و حمایت بیشتر را در دور مچ دست ایجاد نموده و به هم راستایی صحیح استخوان های کارپال در موقعیت آناتومیک خود کمک کند. بنابراین به کاهش التهاب در مچ دست کمک می کند و در مدیریت درمان سندرم تونل کارپال مفید میباشد.

### موارد استفاده:

- سندرم تونل کارپال
- التهاب تاندونی
- کشیدگی یا رگ به رگ شدن مچ دست
- قابل استفاده بعد از آسیب های مچ دست
- محافظت از مچ دست پس از اتمام دوره گچ گیری


### ویژگی ها:

- می توان با جابجا کردن آتلها، این مچ بند را در مدل بدون چپ و راست برای دست چپ یا راست مورد استفاده قرار داد ولی در مدل چپ راست دار این امکان میسر نیست.

- در مدل اکستریم یک آتل اضافی در پشت دست قرار گرفته است تا به تثبیت بیشتر مچ دست کمک کند.
- آتل آلومینیومی بکار رفته در این محصول شکل پذیر بوده و می توان آن را با تجویز پزشک به فرم دلخواه تغییر شکل داد. در ضمن میتوان با پیشرفت درمان با تجویز پزشک آنرا از محصول بیرون آورد.
- از کشیدگی های مکرر، رگ به رگ شدن و بی ثباتی مچ دست جلوگیری می کند.
- تولید شده از مواد اولیه مناسب و راحت.
- موجود در انواع سایزبندی و فری سایز.

### مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، پلی اتیلن، پلی استر، الاستیک، آلومینیوم



|          |                      |            |                       |
|----------|----------------------|------------|-----------------------|
| <b>F</b> | 12-22cm (4.72-8.66") | <b>XL</b>  | 18-20cm (7.08-7.87")  |
| <b>S</b> | 12-14cm (4.72-5.51") | <b>2XL</b> | 20-22cm (7.87-8.66")  |
| <b>M</b> | 14-16cm (5.51-6.29") | <b>3XL</b> | 22-24cm (8.66-9.45")  |
| <b>L</b> | 16-18cm (6.29-7.08") | <b>4XL</b> | 24-26cm (9.45-10.24") |

# Wrist Support



## Wrist Brace w/Thumb Spica

**Code: 9110**  
Stabilized Wrist  
Brace w/Thumb Spica  
(w/Palmar & Thumb  
Stays)

**Code: 9111**  
Extreme Stabilized  
Wrist Brace w/Thumb  
Spica (w/Dorsal, Palmar  
& Thumb Stays)


- با حمایت و ساهورت و محدود کردن حرکات مچ و شست دست و در عین حال امکان عملکرد حداکثری دست، از مچ و شست ضعیف یا آسیب دیده حمایت میکند.
- از کشیدگی های مکرر، رگ به رگ شدن و بی ثباتی مچ دست جلوگیری می کند.
- استرپ بلند قابل تنظیم در صورت نیاز میتواند فشرده سازی و حمایت بیشتر را در دور مچ دست ایجاد نموده و به هم راستایی صحیح استخوان های کارپال در موقعیت آناتومیک خود کمک کند.
- تولید شده از مواد اولیه مناسب و راحت.

### مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، پلی اتیلن، پلی استر، آلومینیوم

### جدول سایز بندی:

دور مچ دست خود را اندازه بگیرید.



|          |                      |            |                       |
|----------|----------------------|------------|-----------------------|
| <b>F</b> | 12-22cm (4.72-8.66") | <b>XL</b>  | 18-20cm (7.08-7.87")  |
| <b>S</b> | 12-14cm (4.72-5.51") | <b>2XL</b> | 20-22cm (7.87-8.66")  |
| <b>M</b> | 14-16cm (5.51-6.29") | <b>3XL</b> | 22-24cm (8.66-9.45")  |
| <b>L</b> | 16-18cm (6.29-7.08") | <b>4XL</b> | 24-26cm (9.45-10.24") |

### نام محصول:

کد ۹۱۱۰: تثبیت کننده مچ و شست دست نوپرنی  
کد ۹۱۱۱: تثبیت کننده مچ و شست دست اکستریم نوپرنی

### موارد استفاده:

- سندرم تونل کارپال
- التهاب تاندونی
- کشیدگی یا رگ به رگ شدن مچ دست
- آسیبهای انگشت شست شکاربان (نارسایی در رباط اولنار)
- سندرم دکوروان
- آسیب های استخوان اسکافوئید
- بی ثباتی مفصل کارپو متاکارپال
- محافظت از مچ دست پس از اتمام دوره گچ گیری.

### ویژگی ها:

- این محصول در دو مدل عرضه میگردد، کد ۹۱۱۰ دارای دو آتل آلومینیومی کف و انگشت شست دست میباشد و کد ۹۱۱۱ دارای سه آتل آلومینیومی کف، پشت و انگشت شست دست میباشد که به تثبیت بیشتر مچ دست و شست طی فرایند گرمادرمانی کمک میکنند. به علاوه این آتلها شکل پذیر بوده و می توان آنها را با تجویز پزشک به فرم دلخواه تغییر شکل داد. در ضمن میتوان با پیشرفت درمان با تجویز پزشک آنها را از محصول بیرون آورد.
- می توان با جابجا کردن آتلها، این مچ بند را در مدل بدون چپ و راست برای دست چپ یا راست مورد استفاده قرار داد ولی در مدل چپ راست دار این امکان میسر نیست.

# Finger Support



## Finger Splint (Short)

Used in Hospitals  
Code: 10101




### مواد سازنده:

پارچه نئوپرن، نایلون، کش، پلی استر و آلومینیوم

### جدول سایز بندی:

دست را صاف رو میز قرار دهید سپس طول انگشت را اندازه گیری کنید طول انگشت برابر است با فاصله از بند اول انگشت (نزدیکترین بند به دست) تا نوک انگشت.



**XS** 4cm (1.57")

**S** 5cm (1.96")

**M** 6cm (2.36")

**L** 7cm (2.75")

**XL** 8cm (3.14")

### نام محصول:

اسپلینت انگشت (کوتاه)

### مشخصات:

مزیت آتل انگشت کیورد کاربرد سریع، طراحی ساده و تثبیت کافی براساس موارد تجویز ذکر شده است. این اسپلینت به بی حرکت کردن نواحی آسیب دیده و جلوگیری از آسیب بیشتر انگشت دوم تا چهارم کمک می کند، همچنین در آسیب فالانژیال متاکارپ و مفصل بین فالانژیال انگشت دوم تا چهارم مفید است.

### موارد استفاده:

- آسیب دیدگی انگشتان ۲ الی ۴
- آسیب دیدگی در مفصل متاکارپوفالانژیال و اینترفالنجیل انگشتان ۲ الی ۴
- بعد از درمان انگشتان ۲ الی ۴
- بیحرکتی بعد از عمل جراحی در انگشتان ۲ الی ۴

### ویژگی ها:


- اسپلینت آلومینیومی شکل پذیر بوده و می توانند بر اساس نیاز بیمار خم شده و فرم دهی شوند.
- آتل با مواد نرم (پارچه نئوپرن) پوشانده شده است.
- استفاده از بندهای چسبی زیر و نرم پوشیدن و درآوردن محصول را آسان میسازد.

## اندام تحتانی

اندام تحتانی در کالبدشناسی عبارت است از مجموعه لگن خاصره، ران، زانو، ساق، مچ، قدم، کف پا و انگشتان پا. استخوان‌های لگن خاصره نیز جزو اندام تحتانی هستند. شرح اسکلتی اندام تحتانی به شرح ذیل می‌باشد. کمر بند لگنی: استخوان‌های هیپ سمت راست و چپ همراه با استخوان خاجی یک حلقه کامل استخوانی موسوم به کمر بند لگنی را تشکیل می‌دهند. کمر بند لگنی اندام تحتانی را به استخوان بندی محوری متصل می‌کند. لگن (Pelvis): مجموعه ی لگن از دو استخوان هیپ، یک استخوان خاجی و یک استخوان دنبالچه تشکیل شده است. استخوان ران (Femur): استخوان ران (فemor) درازترین استخوان بدن است. این استخوان از طرف بالا با استخوان هیپ مفصل می‌شود و مفصل ران را تشکیل می‌دهد و از طرف پایین نیز با استخوان درشت نی مفصل شده و مفصل زانو را تشکیل می‌دهد.

استخوان کشکک (Patella): استخوان کشکک (کاسه زانو) بزرگترین استخوان سزاموئید یا کنج‌دی ( یک واژه یونانی برای چیزی شبیه تخم کنجد می باشد) بدن انسان است. این استخوان با انتهای تحتانی استخوان ران مفصل می‌شود. درشت نی و نازک نی (Tibia and Fibula): ناحیه ساق پا شامل دو استخوان بلند موسوم به درشت نی و نازک نی می باشد. استخوان درشت نی نسبت به نازک نی بزرگتر و درشت تر است و در بخش داخلی این استخوان قرار دارد. استخوان‌های مچ پا (Tarsal bones): ناحیه مچ پا از هفت قطعه استخوان، موسوم به استخوان‌های تارسال ساخته شده است. استخوان‌های مچ پا شامل: استخوان قاپ، استخوان پاشنه، استخوان ناوی استخوان تاسی و استخوان میخی (داخلی، میانی، خارجی) می باشند.

استخوان‌های کف پا (Metatarsal bones): در هر پا پنج استخوان کف پایی (متاتارسال) وجود دارد. استخوان‌های کف پا به ترتیب از سمت شست به طرف انگشت کوچک شماره گذاری می شوند. بندهای انگشتان (Phalanges): انگشتان پا نیز مثل انگشتان دست از چهارده قطعه استخوان تشکیل شده‌اند. اولین انگشت پا نیز همانند انگشت شست دست فقط دو قطعه استخوان دارد. بقیه انگشتان پا هر کدام سه قطعه استخوان دارند که بندهای اول، دوم و سوم انگشتان نامیده می‌شود.



# Pelvic Orthosis



## T-POD 6X Pro Trauma Pelvic Orthotic Device Pro

Pulley System 6X  
Used in EMS &  
hospital.  
General: 11301  
Economic: 1130101



- در شرایط مشکوک به شکستگی لگن
- جلوگیری از خونریزی داخلی لگن
- شکستگی و در رفتگی لگن

### ویژگی ها:


- قابلیت استفاده در طب اورژانس و طب نظامی.
- سیستم مکانیکی فرقره ای ایجاد فشار ۶ برابری یکنواخت و کنترل شده را تنها بوسیله کشیدن یک دستگیره میسر میسازد.
- طراحی سبک و قابل حمل با قابلیت نصب یک نفره
- ۱۰۰ درصد سازگار با دستگاههای عکس برداری پزشکی اشعه ایکس و ام آر آی.
- دارای برجسب درج تاریخچه نصب محصول به منظور بازرسی ۱۲ ساعته محل آسیب و راهنمای تنظیم فشار سیستم فرقره

### مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی استال، PVC، PP، PE

### سایز بندی:

محصول تک سایز بوده و متناسب با اکثر افراد با دور لگن ۵۶.۳۹-۱۸.۵ اینچ (۱۴۲-۵۰ سانتی متر) میباشد.



- دستگیره
- سیستم مکانیکی پیشرنده ۶ فرقره ای
- برجسب درج تاریخچه نصب محصول
- راهنمای تنظیم فشار

### نام محصول:

تثبیت کننده آنی لگن بعد از ترما (T-POD)

### مشخصات:

محصول تثبیت کننده آنی لگن بعد از ترما (T-POD) با بهره گیری از سیستم ایجاد فشار پیشرفته مکانیکی خود که ۱ کیلو ژول انرژی وارده به اهرم این محصول را به ۶ کیلو ژول انرژی در محل نصب این محصول تبدیل می کند و با ایجاد یک فشار یکنواخت و کنترل شده در ناحیه لگن ضمن جلوگیری از خونریزی داخلی در این ناحیه از حرکت بیشتر استخوان ها در محل شکستگی و آسیب بیشتر به رگ ها و شریان ها در منطقه شکستگی جلوگیری نموده و در حالیکه احتمال زنده ماندن بیمار را تا ۵۰ درصد افزایش میدهد، از آسیب بیشتر بیمار جلوگیری می نماید. می تواند تثبیت بهتری برای شکستگی همه جاذبه و ناپایدار لگن نسبت به تثبیت کننده های خارجی دیگر فراهم کند. به دلیل وجود یک سری قطعات اضافه بر روی محصول تولیدی تحت برند کیورد شرکت سپید تن پرنیان پوشش این امکان وجود دارد پس از کشیدن دستگیره و فیکساتوری لگن، نخ های بلند و اضافه دستگیره به راحتی دور پهنای نصب شده بر روی محصول پیچانده شود و این مهم از جابه جایی بیش از حد بیمار آسیب دیده در زمان نصب محصول جلوگیری کرده و مانع ایجاد مزاحمت برای بیمار و پزشک می شود. انعطاف پذیر بودن این محصول، امکان پوشش مناسب کل لگن بیمار را به خوبی فراهم می سازد.

### موارد استفاده:

- به منظور تثبیت لگن و در آسیبهای لگن

# Knee Support



## Patella Tendon Strap

Adjustable Fit  
Code: 13101




### مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، کتان، پلی استر، فلز

### جدول سایز بندی:

باند کشکک کیورد تک سایز بوده و برای دور زانو از ۱۲ تا ۲۵ اینچ (۳۰ تا ۶۳ سانتی متر) مناسب میباشد لذا دور کشکک زانو خود را مطابق شکل اندازه بگیرید.



### نام محصول:

باند کشکک قابل تنظیم نئوپرنی

### مشخصات:

باند کشکک قابل تنظیم نئوپرنی کیورد دارای یک پد نئوپرنی بوده و به گونه ای طراحی شده است که مستقیماً در زیر کشکک، روی تاندون کشکک پوشیده شود. این باند می تواند برای کمک به تسکین درد مرتبط با هرگونه تحریک و التهاب تاندون کشکک ناشی از فعالیت های شغلی یا ورزشی استفاده شود. ضمناً این محصول حرکات ناخواسته یا بیش از حد کشکک را کاهش دهد. و استرپ قابل تنظیم این محصول یک حمایت متناسب و راحت را فراهم می کند.

### موارد استفاده:

- تاندونیت کشکک
- سندرم اسکود-شلاتر
- ناپایداری خفیف کشکک

### ویژگی ها:

- پیچیدن این باند دور کشکک پوشیدن و درآوردن این باند را راحت و آسان میسازد.
- این محصول با نئوپرن با کیفیت تولید شده است.
- مناسب برای زانوی چپ و راست.
- پد اضافی روی کشکک فشار و حمایت مازاد را در ناحیه مورد نظر فراهم می کند.
- کمک به تسکین درد زانو، حمایت و تثبیت کاسه زانو.
- محصول تک سایز است (یک سایز برای اکثر افراد متناسب است).

# Knee Support



## ADJ Knee Support

Adjustable Fit  
Code: 13104



### نام محصول:

زانو بند کشکک باز قابل تنظیم نئوپرنی

### مشخصات:

زانو بند کشکک باز قابل تنظیم کیورد دارای یک طراحی ویژه بوده که منجر به پوشیدن راحت آن میگردد. این زانو بند با بستن دور زانو به راحتی پوشیده میشود و میتواند تناسب سایزی مورد نیاز بیماران را فراهم کند. این زانوبند با مواد سبک وزن ساخته شده و به فرد امکان فعالیت طی استفاده در کل روز را می دهد. این زانوبند که با ترکیبی متشکل از پارچه نئوپرن ساخته شده، گرمای بدن را با هدف گرما درمانی حفظ می کند تا به تسکین درد و انعطاف پذیری مفصل کمک کند. این محصول با طراحی سوراج باز در قسمت کشکک به کاهش فشار روی کاسه زانو کمک کرده و با لبه های کاملاً نرم و با استفاده از مواد اولیه با دوام و راحت میتواند به بهبودی از آسیب های ناحیه زانو کمک کند. این زانوبند برای هر دو زانوی چپ و راست مناسب است.

### موارد استفاده:

- آرتروز
- زانوی ضعیف
- بی ثباتی جزئی مفصل زانو
- بی ثباتی جزئی کشکک
- رگ به رگ شدن و کشیدگی خفیف

### ویژگی ها:

- باز بودن کشکک در ناحیه ی زانو، فشار روی کاسه زانو را کاهش میدهد.


- پد دور کشکک زانو، از کشکک محافظت کرده و آنرا تثبیت می کند.
- ساخته شده از نئوپرن نرم.
- به سادگی قابل پوشیدن و در آوردن است.
- قابل استفاده برای زانوی راست و چپ است.

### مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، کتان، پلی استر

### جدول سایز بندی:

در حالت ایستاده، قسمت دور کشک زانو خود را اندازه بگیرید.



### CURED SIZING CHART

|   |                         |     |                         |
|---|-------------------------|-----|-------------------------|
| S | 24.75-31.6(9.74-12.44") | XL  | 38.5-50.6(15.15-19.92") |
| M | 28.6-38.6(11.25-15.20") | 2XL | 43.45-56.6(17.1-22.28") |
| L | 33.55-44.6(13.2-17.56") | 3XL | 48.4-62.6(19.05-24.65") |

# Knee Support



## Knee Stabilizer

Medial & Lateral  
Spiral Stays  
Code: 13106



### ویژگی ها:


- کشکک باز بوده تا فشار روی کاسه زانو کاهش یابد و پد حائل نئوپرنی کاسه زانو، از کشکک محافظت و آرتراستیت می کند.
- این محصول قابل استفاده بر روی زانوی راست و چپ.
- بندهای چسبی، حمایت کنترل شده را ایجاد میکنند.
- چهار آتل فلزی مستحکم مارپیچی در طرفین زانو، محافظت و مراقبت لازم را فراهم می آورند.
- پارچه نئوپرن بکار رفته در آن حرارت بدن را حفظ میکند تا مفصل زانو گرم شده و گردش خون افزایش یابد.

### مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، الاستیک، پلی اتیلن، پلی استر، فلز

### جدول سایز بندی:

در حالت ایستاده، قسمت دور کشک زانو خود را اندازه بگیرید.



|    |                         |     |                         |
|----|-------------------------|-----|-------------------------|
| S  | 29-32 cm (11.41-12.59") | 2XL | 41-44 cm (16.14-17.32") |
| M  | 32-35 cm (12.59-13.77") | 3XL | 44-47 cm (17.32-18.50") |
| L  | 35-38 cm (13.77-14.96") | 4XL | 47-50 cm (18.50-19.68") |
| XL | 38-41 cm (14.96-16.14") | 5XL | 50-53 cm (19.68-20.86") |

### نام محصول:

تثبیت کننده زانو چهار فنره نئوپرنی

### مشخصات:

تثبیت کننده زانو چهار فنره کیورد با وجود آتل های مستحکم جانبی، برای درمان و تسکین کندرومالاسی، کشیدگی تاندون کشکک و زانوهای مبتلا به آرتروز، ایده آل میباشد. با چهار آتل مارپیچی حمایت کننده در دو طرف زانو و یک پد حائل روی کاسه زانو، از کشکک و مفصل زانو طی فعالیت ورزشی یا بهبودی از آسیب مراقبت می کند. با پارچه نرم نئوپرن ساخته شده است، گرمای بدن را طی فرآیند گرمادرمانی حفظ می کند تا به تسکین درد و انعطاف پذیری مفصل زانو کمک کند. با طراحی کشکک باز، این زانو بند به کاهش فشار روی کاسه زانو کمک می کند. لبه های کاملاً پیرایش شده محصول منجر به راحتی و دوام محصول میشوند. استرپ های قابل تنظیم این محصول فشرده سازی و حمایت کنترل شده ی زانو را فراهم میسازند. این زانو بند به گونه ای طراحی شده است که برای استفاده طی کل روز و متناسب با نیاز بیمار بوده و در عین حال دامنه کامل حرکتی را میسر میسازد. این محصول برای زانوی چپ و راست مناسب و قابل استفاده است.

### موارد استفاده:

- آرتروز
- کندرومالاسی
- بی ثباتی زانو و کشکک
- کشیدگی/ درگ به رگ شدن زانو
- بعد از عمل

# Knee Support



## ADJ Knee Support (Free Size)

Adjustable Fit

Code: 131061



### نام محصول:

تثبیت کننده زانو چهار فنره قابل تنظیم نئوپرنی

### مشخصات:

تثبیت کننده زانو چهار فنره قابل تنظیم نئوپرنی کیورد دارای یک طراحی ویژه بوده که با بستن دور زانو به راحتی پوشیده میشود و میتواند تناسب سایزی مورد نیاز بیماران را فراهم کند. این زانو بند با وجود آنلهای مستحکم جانبی، برای درمان و تسکین کندرومالاسی، کشیدگی تاندون کشکک و زانوهای مبتلا به آرتروز، ایده آل میباشد. با چهار اتل مارپیچی حمایت کننده در دو طرف زانو و یک پد حائل روی کاسه زانو، از کشکک و مفصل زانو طی فعالیت ورزشی یا بهبودی از آسیب مراقبت می کند. با پارچه نرم نئوپرن ساخته شده است، گرمای بدن را طی فرایند گرمادرمانی حفظ می کند تا به تسکین درد و انعطاف پذیری مفصل زانو کمک کند. با طراحی کشکک باز، این زانوبند به کاهش فشار روی کاسه زانو کمک می کند. استرپ های قابل تنظیم این محصول فشرده سازی و حمایت کنترل شده ی زانو را فراهم میسازند. این محصول برای زانوی چپ و راست مناسب و قابل استفاده است.

### موارد استفاده:

- آرتروز
- زانوی ضعیف
- بی ثباتی جزئی مفصل زانو
- بی ثباتی جزئی کشکک
- رگ به رگ شدن و کشیدگی خفیف


### ویژگی ها:

- باز بودن کشکک در ناحیه ی زانو، فشار روی کاسه زانو را کاهش میدهد.
- بد دور کشکک زانو، از کشکک محافظت کرده و آنرا تثبیت می کند.
- ساخته شده از نئوپرن نرم.
- به سادگی قابل پوشیدن و در آوردن است.
- قابل استفاده برای زانوی راست و چپ است.
- محصول در دو سایز است ( برای اکثر افراد مناسب است)

### مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، الاستیک، پلی اتیلن، پلی استر، فلز

### جدول سایز بندی:



M

29-44cm (11.4-17.3")

L

44-53cm (17.3-20.86")



## Knee Stabilizer (Econ.)

Medial & Lateral  
Spiral Stays  
Code: 131062



### ویژگی ها:

- کشکک باز بوده تا فشار روی کاسه زانو کاهش یابد و پد حائل نوپرنی کاسه زانو از کشکک محافظت و آترانیتیت میکند.
- این محصول قابل استفاده بر روی زانوی راست و چپ.
- بندهای چسبی، حمایت کنترل شده را ایجاد میکنند.
- چهار آتل فلزی مستحکم مارپیچی در طرفین زانو، محافظت و مراقبت لازم را فراهم می آورند.
- پارچه نوپرن بکار رفته در آن حرارت بدن را حفظ میکند تا مفصل زانو گرم شده و گردش خون افزایش یابد.

### مواد سازنده:

نوپرن، نایلون، الاستیک، پلی اتیلن، پلی استر، فلز

### جدول سایز بندی:

در حالت ایستاده، قسمت دور کشک زانو خود را اندازه بگیرید.



|    |                         |     |                         |
|----|-------------------------|-----|-------------------------|
| S  | 29-32 cm (11.41-12.59") | 2XL | 41-44 cm (16.14-17.32") |
| M  | 32-35 cm (12.59-13.77") | 3XL | 44-47 cm (17.32-18.50") |
| L  | 35-38 cm (13.77-14.96") | 4XL | 47-50 cm (18.50-19.68") |
| XL | 38-41 cm (14.96-16.14") | 5XL | 50-53 cm (19.68-20.86") |

### نام محصول:

تثبیت کننده زانو چهار فنره ساده نوپرنی

### مشخصات:

تثبیت کننده زانو چهار فنره کیورد با وجود آتلهای مستحکم جانبی، برای درمان و تسکین کندرومالاسی، کشیدگی تاندون کشکک و زانوهای مبتلا به آرتروز، ایده آل میباشد با چهار آتل مارپیچی حمایت کننده در دو طرف زانو و یک پد حائل روی کاسه زانو، از کشکک و مفصل زانو طی فعالیت ورزشی یا بهبودی از آسیب مراقبت می کند. با پارچه نرم نوپرن ساخته شده است، گرمای بدن را طی فرایند گرمادرمانی حفظ می کند تا به تسکین درد و انعطاف پذیری مفصل زانو کمک کند. با طراحی کشکک باز، این زانوبند به کاهش فشار روی کاسه زانو کمک می کند. لبه های کاملاً پیرایش شده محصول منجر به راحتی و دوام محصول میشوند. استرپ های قابل تنظیم این محصول فشرده سازی و حمایت کنترل شده ی زانو را فراهم میسازند. این زانوبند به گونه ای طراحی شده است که برای استفاده طی کل روز و متناسب با نیاز بیمار بوده و در عین حال دامنه کامل حرکتی را میسر میسازد. این محصول برای زانوی چپ و راست مناسب و قابل استفاده است.

### موارد استفاده:

- آرتروز
- کندرومالاسی
- بی ثباتی زانو و کشکک
- کشیدگی/ رگ بر رگ شدن زانو
- بعد از عمل

# Knee Support



## Knee Immobilizer

Adjustable Fit  
Used in Hospitals  
General: 13301  
Economic: 1330102



### مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، فلز، ابر

### جدول سایز بندی:


این محصول تک سایز است و برای آناتومی اکثر زانو ها متناسب است و میتواند مناسب برای دور زانو از ۳۰ سانتی متر تا ۶۳ سانتی متر باشد.

جهت استفاده از این محصول در حالت ایستاده، قسمت دور کشکک زانو خود را اندازه بگیرید.

ضمناً این محصول در دو ارتفاع موجود میباشد:

ارتفاع کوتاه ۳۸ سانتی متر = سایز متوسط (برای کودکان)

ارتفاع بلند ۵۰ سانتی متر = سایز بزرگ (برای بزرگسالان)



### نام محصول:

بیحرکت کننده زانو با پد کشکک

### مشخصات:

بیحرکت کننده زانو با پد کشکک کیورد با طراحی چهار تکه دارای قابلیت تنظیم و سازگاری با فرم زانوی افراد مختلف میباشد علاوه بر آن:

- استفاده از پارچه حوله ای در قسمت داخل محصول باعث راحتی مصرف محصول میشود.
- با بهره مندی از پنج آتل سخت فلزی مفصل زانو را کاملاً بیحرکت نگه میدارد.
- آتل های محصول را می توان جهت راحتی در شستشو از محصول جدا کرد و پس از شستشو به محصول متصل نمود.

### موارد استفاده:

- قبل و بعد از عمل جراحی، بعد از سانحه، عضله و یا صدمات رباط و پس از حذف گچ.
- درمانهای نیاز به مراقبت ویژه پس از دوره درمان موفق کانروئو صدمات رباطهای کولترال.
- شکستگی هایی که قطعات استخوان از هم جدا نشده باشند و ترک خوردگی ها در محل مفصل زانو.

### ویژگی ها:

- بیحرکت کردن مفصل زانو.
- چهار تکه دارای قابلیت تنظیم و سازگاری با فرم زانوی افراد مختلف.
- تک سایز بوده و برای اکثر سایزهای زانو مناسب است.
- همراه با پد کشکک به منظور ایجاد بیحرکتی کامل.
- دارای اسلیویت های میانی و جانبی جدا شونده و قابل تنظیم.
- دارای سایز قابل استفاده برای کودکان.

# Shin Support



## Hydrotherapy Shin Support (Water Resistance Sock)

Hydrotherapy  
Code: 12101

### نام محصول:

ساق بند هیدروتراپی (جوراب مقاومتی آبی)

### موارد استفاده:

- تقویت عضلات پا (چهار سر ران سرنی و همسترینگ) و مچ پا.
- تسریع فرایند ریکاوری ورزشکاران پس از آسیب های ورزشی در ناحیه پا
- افزایش اثر بخشی تمرینات ورزشی در آب و ایجاد استقامت در عضلات پا
- روشی ایمن جهت کاهش وزن افراد مبتلا به چاقی از طریق سوزاندن کالری بیشتر، در حالیکه احتمال آسیب دیدگی حین انجام تمرینات ورزشی را کاهش می دهد.
- کمک به افزایش سرعت بهبود در سالمندان افراد مبتلا به درد زانو و دردهای رماتیسمی
- کمک به بهبود اختلالات تعادلی
- کاهش قابل توجه طول درمان مبتلایان به دردهای ناحیه پا

### ویژگی ها:

- سبک و به راحتی قابل استفاده می باشد.
- ایجاد یک فشار یکنواخت و قابل کنترل بر روی عضلات پا و عدم ایجاد فشار نقطه ای و غیر قابل کنترل حین استفاده.
- مناسب درمانی ساق پا به دلیل عبور جریان آب از بین بالهای محصول و عضلات ساق پا.
- کاهش قابل توجه احتمال آسیب دیدگی در مقایسه با محصولات مشابه تقویت کننده عضلات پا مانند وزنه ساق
- در هنگام استفاده از این محصول و از طریق آب درمانی فرد راحت تر می تواند در یک محیط با نیروی جاذبه کم حرکت کند و اقدام به توان بخشی عضلات خود نماید. (افزایش دامنه حرکتی).

- خصوصیت شلاری آب به تعادل بیشتر افراد کمک می کند.
- تکرار تمرین های حرکتی در آب با این محصول باعث افزایش قدرت و استقامت و بهبود تعطاف فرد می شود ضمناً ورزش در آب راحت تر از خشکی بوده و در درمان بعضی بیماری ها مؤثر می باشد.
- انجام تمرینات با این محصول در آب باعث افزایش زمان عکس العمل برای افراد دچار نقصان در تعادل می شود. به علت خاصیت ویسکوزیته ی آب، حرکت در آب آهسته تر صورت می گیرد.

### مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، الاستان، پلی استر، پلی اتیلن

### جدول سایز بندی:

برای انتخاب سایز مناسب: دور قسمت اوج ساق پا را در حالی که در موقعیت ایستاده هستید اندازه گیری کنید و سایز مناسب را از جدول زیر انتخاب نمایید.

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| S   | 31-34 cm (12.2-13.39")    |
| M   | 34-37 cm (13.39-14.57")   |
| L   | 36.5-40 cm (14.37-15.75") |
| XL  | 39.5-43 cm (15.55-16.93") |
| XXL | 42-46 cm (16.54-18.11")   |



# Ankle Support



## Ankle Support w/Strap

Extra  
Compression  
Code: 14103



### ویژگی ها:

- سبک و قابل استفاده در کفش.
- طراحی قسمت باز در ناحیه انگشتان و پاشنه پا، اجازه طیف گسترده ای از حرکات را می دهد. ضمناً باز بودن قسمت پاشنه فشار کمتری بر ناحیه حساس تاندون آشیل وارد می کند و پوشیدن را راحت تر می کند.
- در صورت عدم نیاز به حمایت و ساپورت اضافی، کش لیگامانی قابل جدا شدن میباشد.
- فنرهای مارپیچی انعطاف پذیر در دو طرف مچ پا، مانند تاندون برای تقویت مچ پا عمل می کنند.
- ساخته شده با نئوپرن، که باعث حفظ گرما و کاهش درد مفصل مچ پا می شود
- مناسب جهت استفاده پای راست و چپ

### مواد سازنده:

پارچه نئوپرن، نایلون، کش، پلی استر و فلز

### جدول سایز بندی:

قسمت دور مچ پا را اندازه بگیرید.

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| F   | 16-28 cm (6.29-11.02")  |
| XS  | 16-18 cm (6.29-7.08")   |
| S   | 18-20 cm (7.08-7.87")   |
| M   | 20-22 cm (7.87-8.66")   |
| L   | 22-24 cm (8.66-9.45")   |
| XL  | 24-26 cm (9.45-10.24")  |
| 2XL | 26-28 cm (10.24-11.02") |



### نام محصول:

قوزک بند نئوپرنی (جلو باز آتل دار با کش لیگامانی)

### مشخصات:

قوزک بند نئوپرنی کیورد با کش لیگامانی به شکل 8 انگلیسی، طراحی شده است تا کمک کند به بوجود آوردن ساپورت دینامیک دور کل مچ پا و شکل 8 انگلیسی کش لیگامانی آن به بوجود آوردن ساپورت اضافی و فشار متمرکز در ناحیه مچ پا طی ورزش و یا فعالیتهای شغلی کمک می کند. همچنین این ساپورت تا حد زیادی خم کردن کف پا و علاوه بر آن پیچ خوردن مچ پا به داخل و خارج را که مربوط به آسیب های لیگامانی و بی ثباتی مچ پا بوده محدود میکند. این محصول با استفاده از بهترین نوع نئوپرن وارداتی با پارچه ضد حساسیت تولید شده و علاوه بر محدود کردن حرکات و حمایت از مفصل مچ پا، با افزایش درجه حرارت موضعی و افزایش متابولیسم و گردش خون روند بهبود را سرعت بخشیده و تورم، درد و خشکی نسوج را از بین می برد. این محصول برای مچ پای چپ و راست و مردان و زنان مناسب است. همچنین مناسب برای درمان سرد و گرم مفاصل میباشد. این محصول برای سایز کودکان نیز عرضه میگردد.

### موارد استفاده:

- بیماری های مفاصل مچ پا
- پیچ خوردگی مکرر مچ پا
- صدمات استخوانی پس از اتمام دوره گچ گیری و صدمات ورزشی
- کمک به درمان کشیدگی و پیچ خوردگی و بی ثباتی مچ پا
- ضرب دیدگی و کشیدگی لیگامان ها در اثر پیچ خوردگی شدید مچ پا



# Foot



## Open Toe Cast Sandal

General: 15110  
Economic: 151102



### موارد استفاده:

- برای شکستگی های گچ گرفته شده پا.
- جلوگیری از سر خوردن، ترک خوردن و یا خراب شدن گچ پا.

### ویژگی ها:

- دارای پنجه و پاشنه باز به منظور تسهیل عبور هوا.
- ساخته شده از زیره آجدار جهت جلوگیری از سر خوردن در زمان استفاده.
- در مدل اقتصادی ارتفاع قوس کفش ۱۲mm می باشد.
- دارای مدل و سایز مناسب کودکان نیز می باشد.

### مواد سازنده:

قوس، پلی استر، نایلون، پلی پروپیلن

### جدول سایز بندی:

بر اساس سایز کفش خود از جدول زیر سایز مناسب را انتخاب نمایید.

#### ADULTS

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| XS<br>29-32 (EU) | L<br>38-41 (EU)   |
| S<br>32-35 (EU)  | XL<br>41-44 (EU)  |
| M<br>35-38 (EU)  | 2XL<br>44-47 (EU) |

#### KIDS

|               |                |
|---------------|----------------|
| S<br>26-29 cm | M<br>29-32 cm  |
| L<br>32-35 cm | XL<br>35-38 cm |

### نام محصول: کفش زیر گچ

در برخی موارد هنگام شکستگی پا از گچ برای ثابت نگه داشتن استخوان پا و جوش خوردن مناسب استخوان استفاده می کنند. در هنگام گچ گرفتگی پا، کفش فرد اندازه پای او نیست و باید از کفش زیر گچ استفاده کرد. کفش زیر گچ پا برای محافظت از سایش و پارگی گچ و همچنین جلوگیری از کثیف شدن گچ پا استفاده می شود. محافظ گچ می تواند برای افرادی که پای خود را بر اثر شکستگی گچ گرفته اند، بسیار مفید باشد. بدین ترتیب به راحتی می توان مطمئن بوده که گچ خراب نمی شود زیرا اگر گچ مشکل پیدا کند، شکستگی به خوبی ترمیم نخواهد شد. با توجه به اندازه های متنوعی که کفش زیر گچ کیورد دارد، می توان این محصول را برای هر سنی تهیه نمود.



# Sternum Support

## Sternum Support

Used in  
Hospitals  
Code: 2201



### نام محصول:

تثبیت کننده قفسه سینه

### مشخصات:

تثبیت قفسه سینه کیبورد دور قسمت بالایی قفسه سینه بسته میشود و محافظت و بی حرکتی را برای ناحیه بالای قفسه سینه فراهم می کند. این محصول به جهت نگهداری و به حداقل رساندن حرکت بدنبال جراحی قلب باز، شکستگی های دنده و جناغ ایده آل است. این محصول از کوفتگی های بافت نرم بالای قفسه سینه و التهاب مفصل استرنوکوستال مراقبت می کند. طراحی یک دستگیره منحصر به فرد امکان محکم شدن حداکثری این محصول را در هنگام تنفس عمیق فراهم میسازد.

### موارد استفاده:

- آسیب های دنده
- کاهش درد قفسه سینه
- کشیدگی عضلات بین دنده ای
- پس از جراحی قلب باز

### ویژگی ها:

- مراقبت مورد نیاز را در آسیب های قفسه سینه و دنده فراهم میکند و دارای طراحی آناتومیک میباشد.
- به طور خاص، برای جراحی قلب باز پس از استرنوتومی مورد استفاده قرار میگیرد و دارای دو بند شانه برای جلوگیری از لیز خوردن محصول میباشد.
- ایده آل برای حمایت و به حداقل رساندن حرکت، در شکستگیهای دنده و جناغ میباشد.
- از کوفتگی های بافت نرم بالای قفسه سینه، التهاب مفصل استرنوکوستال مراقبت می کند و به خوبی زیر لباس پنهان میشود.


- طراحی یک دستگیره منحصر به فرد امکان محکم شدن حداکثری این محصول را در هنگام تنفس عمیق فراهم میکند.
- پوشیدن راحت، پارچه سبک با قابلیت عبور هوا، قابلیت شستشو.

### مواد سازنده:


نایلون، کتان، پلی استر، ابر، پلی اتیلن

### جدول سایز بندی:

دور قفسه سینه خود را مطابق شکل اندازه بگیرید.



الف = مرفان دور سینه را از بالای سینه اندازه گیری نمایید.



ب = پسون: دور سینه را از زیر سینه اندازه گیری نمایید.

|    |                    |     |                     |
|----|--------------------|-----|---------------------|
| XS | 61-71 cm (24-28")  | XL  | 102-117 cm (40-46") |
| S  | 71-81 cm (28-32")  | 2XL | 117-132 cm (46-52") |
| M  | 81-91 cm (32-36")  | 3XL | 132-147 cm (52-58") |
| L  | 91-102 cm (36-40") | F   | 71-147 cm (28-58")  |



# Bandage



## Elastic Bandage

Medium Compression

Code: 17201 (5cm)  
Code: 17202 (7.5cm)  
Code: 17203 (10cm)  
Code: 17204 (15cm)  
Code: 17205 (20cm)

### ویژگی ها:

- کاهش دهنده درد و تورم
- جلوگیری از پیشرفت التهاب
- ایجاد فشار یکنواخت بر سطح زیر باند
- پوششی در برابر آلودگی ها
- قابلیت ارتجاعی بالا
- به همراه دو گیره عرضه میگردد.

### مواد سازنده:

الاستیک، پلی استر

### سایز بندی :

این بانداز کشی در عرض های ۵، ۷.۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانتی متری ارائه میشوند و هر بانداز کشی دارای خاصیت کشسانی تا طول ۴ یارد معادل ۳۶۵ متر میباشد.

### نام محصول:

بانداز کشی فشار متوسط (۵، ۷.۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانتی متری)

### مشخصات:

باند کشی فشار متوسط، فشاری متعادل یعنی نه کم و نه زیاد را روی پانسمان شکل داده و در زمان های مختلف در خواب یا بیداری مورد استفاده قرار میگیرد. باند کشی، نوعی بانداز با خاصیت کشسانی از جنس پارچه بوده که توسط دو گیره محل آسیب دیده را از صدمات بیشتر محافظت کرده و به عنوان پوششی در برابر آلودگی ها عمل میکند که عموماً قابل شست و شو و چند بار مصرف بوده و استفاده از آن مقرون به صرفه است. بیشترین کاربرد باندهای کشی برای کاهش و کنترل کشیدگی، کوفتگی و درد عضلانی بوده و همچنین برای پیشگیری از آسیب های احتمالی جزئی نیز موثر می باشد. توجه داشته باشید که باندهای کشی استریل نیستند و نمیتوان برای کاهش ترشحات یا التهاب زخم های باز به تنهایی از آن استفاده کرد و حتماً قبل از استفاده باید زخم را با گاز استریل پانسمان کنید.

### موارد استفاده:

- آسیب های جراحی عمومی، ارتوپدی و ورزشی.
- به عنوان پانسمان فشاری بسیار مناسب میباشد.
- می تواند به جهت حمایت در آسیب های جزئی همچون رگ به رگ شدن، دررفتگی، درد مفاصل، رگ ها، گرفتگی ها، آسیب های تاندون ها و عضلات مورد استفاده قرار گیرد.
- به عنوان یک باند فشاری متوسط برای حمایت عضلانی بسیار مفید است.

# N95/99 Respirator



## N95/99 Particulate Respirator

W/Valve

N95 Code 5L: 18104

N95 Code 6L: 18106

N99 Code: 18202



### نام محصول:

ماسک N95, N99 سوپاپ دار

### مشخصات:

ماسک سری N کیور به شکل حفاظ فیزیکی مقابل دهان و بینی قرار گرفته و وظیفه آنها محافظت از شما در مقابل تنفس آلاینده ها است. در واقع می توان گفت که این ماسکها یکی از انواع روش های محافظتی است که از شما در برابر ذرات گرد و غبار، فیوم ها، گازها، سموم شیمیایی و سایر آلاینده ها محافظت می کند. با استفاده از این ماسکها به مقدار زیادی از ابتلا به بیماری های شغلی و تنفسی پیشگیری میشود. برای مثال از استفاده های عمومی این ماسکها می توان به کاربرد آنها در آلودگی هوا اشاره کرد. با استفاده از این وسیله در هنگام آلودگی هوا می توانیم از ابتلا به بسیاری از بیماری های قلبی و ریوی پیشگیری کنیم. از ماسک تنفسی در مصارف صنعتی نیز استفاده می شود. برای مثال برای کاهش میزان مسمومیت با گرد و غبار چوب، سیمان، مواد شیمیایی و... از ماسک های سری N استفاده میشود. از این نوع ماسک ها در محیط های پزشکی و درمانی نیز استفاده می شود. برای مثال پزشکان و کادر درمانی از ماسک N95 برای پیشگیری از سرایت بیماری های واگیردار استفاده کردند.

### موارد استفاده:

- جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار.
- کارایی فیلتراسیون < ۹۵٪ در مدل N95 و کارایی فیلتراسیون < ۹۹٪ در مدل N99
- می تواند ۹۵٪ از ذرات بسیار کوچک (۰٫۳ میکرون) را در

مدل N95 فیلتر کند.

- می تواند ۹۹٪ از ذرات بسیار کوچک (۰٫۳ میکرون) را در مدل N99 فیلتر کند.

- به منظور فیلتراسیون انواع گرد و غبار و آلودگی هوا و باکتری و ویروس و انواع ذرات لوسل بزرگتر از ۰٫۳ میکرون

### ویژگی ها:

- طراحی با لایه های استاندارد تنفس راحت را میسر میسازد.
- دارای گوشواره التراسونیک شده میباشد.
- دارای فیکساتور بینی قابل تنظیم، نرم و راحت است.
- این ماسک ضد حساسیت بوده و به گونه ای طراحی شده است که کاملاً بر روی صورت قرار گیرد و هیچ فاصله ای بین صورت و ماسک ایجاد نکند.
- طراحی Flat Fold فضای جلوی ماسک را بیشتر و قابلیت ماسک حمل را آسانتر می کند.
- بسته بندی تکی استاندارد محصول به جلوگیری از آلوده شدن ماسک در حین استفاده کمک می کند.
- دارای سطح بالایی از مقاومت در برابر عبور مایعات میباشد.
- در حین بازدم به راحتی باز می شود و مقاومت هوا و گرما و رطوبت را در بازدم کاهش می دهد.
- طراحی آیرودینامیکی درپچه هوا جریان هوا را از محل قرار گیری عینک دور می کند.

### مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، الاستیک، پلی پروپیلن، پلی اتیلن، فلز

### سایز بندی:

این ماسک در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ عرضه میگردد.

# N95 Respirator



## N95 Electronic Respirator

W/Rechargeable Fan  
Code: 18301(General)  
Code: 18302(Sport)

### نام محصول:

ماسک الکترونیکی فن دار N95

### مشخصات:

ماسک الکترونیکی فن دار کیورد با بکاری از یک مازول الکترونیکی هوای خارج ماسک را بعد از عبور از فیلترهای بکار رفته در آن براساس استاندارد N95 آمریکا با لایش باکتری و ویروسی نموده هوای سالم و تمیز و پاک و خنک را به داخل ماسک هدایت نموده و موجب کاهش Differential Pressure ماسک و یک کاهش فشار وارده بر روی سیستم تنفسی شده و تجربه تنفس هوای تازه، سالم، پاک و خنک را فراهم می آورد و علاوه بر اینکه مانع ایجاد رطوبت درون ماسک می گردد، تنفس همراه با ماسک را برای مصرف کننده آسان و لذت بخش مینماید. به علت استفاده از فیلترهایی با استاندارد N95 آمریکا در این ماسک امکان فیلتراسیون ۹۵ درصد ذرات بزرگتر از ۰.۳ میکرون توسط این ماسک میسر گردیده است. این ماسک برای مقابله با بیماری های ویروسی مانند کرونا، پرسنل کادر درمان، جراحان و متخصصان و دندانپزشکان، افراد دارای مشکلات تنفسی، افراد در معرض گرد و غبار دود و مواد شیمیایی می باشند، مناسب میباشد. فیلترهای N95 داخل این محصول قابل تعویض بوده و این نکته این محصول را به یک محصول چند بار مصرف و مقرون به صرفه تبدیل میکند. یک بسته از این محصول حاوی ۳۱ عدد فیلتر N95 بوده و برای مصرف بیش از یک ماه کاربر مناسب میباشد. پس از مصرف فیلترهای موجود در جعبه میتوانید فیلترهای این ماسک را ۳۰ درصد ارزاتر از یک N95 معمولی از این شرکت تهیه نمایید.

### موارد استفاده:

- جلوگیری و پیشگیری از اپیدمی بیماری های واگیر دار
- کاهش افت فشار Pressure Drop ماسک
- تسهیل تنفس مبتلایان به بیماریهای تنفسی
- تسهیل تنفس جهت استفاده مجروحین شیمیایی
- جهت استفاده توسط افرادی که باید مدت زیادی از ماسک N95 استفاده نمایند.
- کارایی فیلتراسیون >۹۵٪ استاندارد N95 آمریکا

### ویژگی ها:

- دارای باتری قابل شارژ با قابلیت عملکرد ۵ الی ۱۰ ساعت
- دارای قابلیت تنظیم سرعت فن در سه حالت کند، متوسط و تند و قابلیت عملکرد ۵ الی ۱۰ ساعت متناسب با سرعت فن
- حاوی ۳۱ عدد فیلتر فن و بدنه در هر کارتن
- عرضه شده در دو نسخه ی عمومی و ورزشی

### مواد سازنده:

الاستان، نایلون، پلی استر PE، PP، قطعات الکترونیکی



# Medical Socks



## Medical Compression Socks

in 3 compression levels

**Light:**

15 - 20 mmHg

**Moderate:**

20 - 30 mmHg

**Firm:**

30 - 40 mmHg

Code: 16201



### ویژگی ها:

- طراحی پزشکی برای نهایت راحتی و عملکرد
- کمک به بازیابی پاهای خسته و دردناک و منج پا و کف پای متورم
- کمک به گردش خون برای کمک به علائم ورم خفیف و واریس و به عنوان کمکی قبل و یا بعد از عمل جراحی
- فشرده سازی تدریجی: حداکثر فشرده سازی در منج پا، به تدریج با افزایش فشار به سمت بالا کاهش می یابد و به گردش خون کمک می کند
- جنس میکروفایبر برای راحتی، نرمی و تنفس پذیری
- نوار راحتی در قسمت بالایی، یک کاپ پاشنه شکل دار برای راحتی بیشتر، دوام و بهترین تناسب
- شامل ۱ جفت

### موارد استفاده:


- رگ های عکبتوی
- سایدگی پس از جراحی
- نارسایی مزمن رگ
- واریس متوسط تا شدید
- زخم های خفیف پوستی

### نام محصول:

جوراب واریس کیورد

### مشخصات:

جوراب های فشاری کیورد فشرده سازی پزشکی لازم را (۳) سطح فشرده سازی اصلی) را ارائه می دهند که به گردش خون کمک می کند و بیماری های مختلف پا را تسکین می دهد. این جورابها دارای فشرده سازی درجه بندی شده واقعی است و حداکثر فشار لازم را در منج پا ایجاد می کند، که به تدریج در ساق پا کاهش می یابد، به گردش خون کمک می کند و علائم وریدهای واریسی، زخم های خفیف، و تورم را کاهش می دهد. نسخه های بلند تا زانو همچنین می توانند به کاهش علائم خستگی و درد پاها کمک کنند و می توانند به عنوان کمک قبل و یا بعد از جراحی استفاده شوند. از پزشک خود بپرسید که کدام سطح فشرده سازی برای شما مناسب است. جوراب های فشرده کیورد در ۳ سطح فشرده سازی اصلی عرضه می شوند. هر سطح بر حسب میلی متر جیوه یا mmHg اندازه گیری می شود. جوراب هایی که با میلی متر جیوه بالاتر رتبه بندی می شوند، سطح فشرده سازی بالاتری خواهند داشت.



|     | S     | M     | L     | XL    | 2XL   | 3XL   | 4XL   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| cG  | 32-57 | 45-60 | 48-63 | 51-67 | 55-70 | 59-73 | 63-79 |
| cF  | 35-45 | 36-50 | 41-56 | 44-59 | 48-64 | 51-67 | 54-70 |
| cE  | 31-37 | 32-40 | 36-43 | 38-46 | 40-49 | 42-51 | 44-54 |
| cD  | 26-31 | 27-34 | 31-37 | 34-40 | 38-43 | 42-46 | 39-50 |
| cC  | 27-33 | 29-36 | 32-39 | 34-42 | 36-45 | 38-48 | 40-51 |
| cB1 | 21-24 | 22-27 | 25-31 | 27-34 | 29-36 | 31-37 | 33-39 |
| cB  | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-32 |



## Anti Embolism Stockings

Code: 16301



• کمک به گردش خون برای کمک به علائم ادم خفیف و واریس.

• فشرده سازی تدریجی: حداکثر فشرده سازی در مچ پا، به تدریج با افزایش پا کاهش می یابد و به گردش خون کمک می کند.

• جنس میکرو فایبر برای راحتی، نرمی و تنفس پذیری  
• نوار راحتی در قسمت بالایی و یک کاپ پاشنه شکل دار برای راحتی بیشتر، دوام و تناسب بهتر.  
• شامل ۱ جفت

### راهنمای استفاده از محصول:

دست خود را داخل جوراب قرار دهید و آن را به سمت داخل برگردانید.

جوراب را دقیقاً در محل پاشنه پا روی پای بیمار بکشید.  
جوراب را به آرامی روی پاشنه، ساق پا، زانو یا ران بکشید.  
مطمئن شوید که اندازه نهایی بدون چین و چروک است.

### مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، الاستین

### نام محصول:

جوراب ضد آمبولی

### مشخصات:

جوراب ضد آمبولی کیورد با ایجاد فشار طبی (۱۸ میلی متر جیوه) افزایش سرعت گردش خون در پاها را فراهم می کند و به کاهش خطر DVT (ترومبوز ورید عمقی) در بیماران حین جراحی و یا در بستر کمک می کند.

### موارد استفاده:

- قبل و بعد از عمل جراحی
- کاهش خطر ترومبوز ورید عمقی
- کمک به گردش خون

### ویژگی ها:

- فشرده سازی ۱۸ میلی متر جیوه.
- کمک به کاهش خطر DVT (ترومبوز ورید عمقی)
- کمک قبل و بعد از عمل برای ناراحتی پا، خستگی و درد پا و تورم مچ پا و کف پا.

### جدول سایز بندی:

|    | S        | M        | L        | XL       | 2XL      | 3XL      | 4XL      | 5XL      |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CG |          |          |          |          |          |          |          |          |
| CC | 40-44 cm | 44-50 cm | 47-55 cm | 50-58 cm | 53-62 cm | 55-65 cm | 58-68 cm | 63-75 cm |
| CB | 25-29 cm | 29-33 cm | 31-35 cm | 34-38 cm | 36-41 cm | 38-43 cm | 41-45 cm | 42-48 cm |
| CB | 14-18 cm | 18-20 cm | 20-22 cm | 22-24 cm | 24-26 cm | 26-28 cm | 28-30 cm | 30-32 cm |



## Halluxflex

Bunion  
Corrector  
Code: 15402



### نام محصول:

هالوکس فلکس اسپلینت

### مشخصات:

هالوکس فلکس یک محافظ طبی برای انگشت بزرگ پا است که به اصلاح هالوکس والگوس (انحراف انگشت بزرگ پا) کمک می کند. این محصول با طراحی ارگونومیک، فشار و درد ناشی از این مشکل را کاهش می دهد، قابل استفاده قبل و بعد از جراحی است و با مواد نرم و قابل تنفس راحتی تمام روز را تضمین می کند. همچنین، سایز یونیورسال آن مناسب برای اکثر افراد و هر دو پاست.

### موارد استفاده:

- اصلاح تغییر شکل انگشت بزرگ پا
- استفاده قبل و بعد از عمل جراحی
- کوتاه کردن مدت زمان توان بخشی

### ویژگی ها:

- کاهش درد و فشار ناشی از هالوکس والگوس (خار انگشت)
- کاهش احتمال پیشرفت تغییر شکل انگشت بزرگ
- طراحی شده برای مردان و زنان مبتلا به هالوکس والگوس
- قابل استفاده قبل یا بعد از جراحی
- دارای پیچ کنترل زاویه و فشار برای تنظیم دقیق
- طراحی یونیورسال، مناسب برای پای راست یا چپ
- مواد پزشکی نرم و قابل تنفس با امکان تنظیم چندگانه

- راحتی در تمام طول روز، اصلاح موقعیت انگشت بزرگ، قابل استفاده داخل کفش
- سایز قابل تنظیم و یونیورسال (یک سایز برای اکثر افراد)، مناسب برای هر دو جنس

### مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اورتان، پلی آمید، الاستین.

### جدول سایز بندی:

یک سایز برای اکثر افراد مناسب است.

Free Size



## Silicone Heel Cushion

Code: 15403



### راهنمای استفاده از محصول:

پد پاشنه ی سیلیکونی را در قسمت پاشنه داخل کفش خود قرار دهید.

روزانه یکبار برای چند دقیقه پد را از کفش خود خارج کنید

راهنمای شست و شو شست و شو با دست و خشک شدن با هوا به صورت روزانه پیشنهاد میشود.

### مواد سازنده:

سیلیکون

### نام محصول:

پد پاشنه سیلیکونی

### مشخصات:

کفی طبی سیلیکونی به گونه ای طراحی شده که ضمن توزیع یکنواخت وزن بدن در سطح کف پا و جلوگیری از اعمال فشار نقطه ای، با ایجاد بستری نرم در داخل کفش از بروز التهاب و زخم در پای افراد مبتلا به بیماری قند (دیابت) جلوگیری می نماید. همچنین از انتقال ضربه و شوک های ناشی از راه رفتن و فعالیت های ورزشی به زانو و ستون فقرات کمری جلوگیری می کند

### موارد استفاده:

- خار پاشنه
- درد پاشنه ی پا
- ضربه گیری
- جبران اختلاف قد پاها

### ویژگی ها:

- مواد اولیه درجه یک
- ساخته شده از سیلیکون خالص گرید بهداشتی و سازگار با پوست برای ایجاد احساس خنکی و عدم ایجاد بوی بد
- طراحی دولایه قسمت آبی رنگ با نرمی بیشتر برای ایجاد راحتی بیشتر در موارد خار پاشنه و درد پاشنه ی پا

### جدول سایز بندی:

| CURED SIZE | EURO    | UK         | US WOMEN  | US MEN     |
|------------|---------|------------|-----------|------------|
| S          | 35 - 37 | 2.5 - 4    | 4.5 - 6   | 3 - 4.5    |
| M          | 38 - 40 | 5 - 6.5    | 7 - 8.5   | 5 - 7      |
| L          | 41 - 43 | 7.5 - 9    | 9 - 11    | 7.5 - 9    |
| XL         | 44 - 46 | 9.5 - 11.5 | 11.5 - 13 | 9.5 - 11.5 |

# Silicone



## Silicone Full Length Medical

Code: 15405



### نام محصول:

کفی تمام سیلیکونی

### مشخصات:

کفی طبی سیلیکونی به گونه ای طراحی شده که ضمن توزیع یکنواخت وزن بدن در سطح کف پا و جلوگیری از اعمال فشار نقطه ای، با ایجاد بستری نرم در داخل کفش از بروز التهاب و زخم در پای افراد مبتلا به بیماری قند (دیابت) جلوگیری می نماید. همچنین از انتقال ضربه و شوک های ناشی از راه رفتن و فعالیت های ورزشی به زانو و ستون فقرات کمری جلوگیری می کند.

### موارد استفاده:

- ساپورت قوس کف پا
- کفی تمام طول سیلیکونی
- باز توزیع کننده ی فشار روی کف پا
- ضربه گیری
- جلوگیری از خستگی پا در ایستادهای طولانی مدت و دویدن

### ویژگی ها:

- مواد اولیه درجه یک
- ساخته شده از سیلیکون خالص گرید بهداشتی و سازگار با پوست برای ایجاد احساس خنکی و عدم ایجاد بوی بد در قسمت مورد استفاده
- قسمتهای آبی رنگ با نرمی بیشتر برای ضربه گیری موثر در قسمت سر پنجه و پاشنه ی پا

### راهنمای استفاده از محصول:

- کفی کفش خود را خارج کرده و کفی تمام طول سیلیکونی را داخل کفش خود قرار دهید سطح برآمده ی کفی باید به سمت بالا باشد. به چپ و راست کفی دقت کنید.
- روزانه یکبار برای چند دقیقه کفی سیلیکونی را از کفش خود خارج کنید
- راهنمای شست و شو و شست و شو با دست و خشک شدن پا هوا به صورت روزانه پیشنهاد میشود.

### مواد سازنده:

سیلیکون

### جدول سایزبندی:

| CURED SIZE | EURO    | UK         | US WOMEN  | US MEN     |
|------------|---------|------------|-----------|------------|
| S          | 35 - 37 | 2.5 - 4    | 4.5 - 6   | 3 - 4.5    |
| M          | 38 - 40 | 5 - 6.5    | 7 - 8.5   | 5 - 7      |
| L          | 41 - 43 | 7.5 - 9    | 9 - 11    | 7.5 - 9    |
| XL         | 44 - 46 | 9.5 - 11.5 | 11.5 - 13 | 9.5 - 11.5 |



Silicone



## Silicone Toe Separator

Code: 15401



### راهنمای شست و شو:

شست و شو با دست و خشک شدن با هوا به صورت روزانه پیشنهاد میشود.

### مواد سازنده:

سیلیکون

### جدول سایز بندی:



### CURED SIZING CHART

S

33 - 36 (EU)

M

37 - 41 (EU)

L

42 - 46 (EU)

### نام محصول:

پد بین انگشتی سیلیکونی

### مشخصات:

این وسیله جهت جلوگیری از انحراف انگشتان پا طراحی گردیده است.

### موارد استفاده:

- سندروم انحراف شصت پا و انگشتان روی هم آمده

### ویژگی ها:

- مواد اولیه درجه یک
- ساخته شده از سیلیکون خالص گرید بهداشتی و سازگار با پوست برای ایجاد احساس خنکی و عدم ایجاد بوی بد در قسمت مورد استفاده.
- فرم پد بین انگشتی سیلیکونی مطابق با آناتومی و فرم بین انگشتان پا میباشد و مصرف کننده احساس راحتی بین انگشتان خواهد داشت.

### راهنمای استفاده از محصول:

- پد بین انگشتی را بین انگشت اول و دوم پای خود قرار دهید.
- روزانه یکبار برای چند دقیقه پد را از بین انگشتان بردارید.

# Silicone

## Silicone Anti Crack Heel Socks Free Size

Code: 15406



### ویژگی ها:

- لایه سیلیکونی به ضخامت ۵/۲ میلیمتر
- استفاده ی آسان
- جوراب نخ پنبه
- رویه ی توری بافت
- پنجه باز
- سیلیکون خالص در قسمت پاشنه
- این محصول تک سایز میباشد و برای همه پاها مناسب می باشد.

### مواد سازنده:

سیلیکون

### جدول سایزبندی:



### CURED SIZING CHART

F

FREE SIZE

### نام محصول:

جوراب مراقبت از پاشنه سیلیکونی

### مشخصات:

جوراب مراقبت از پاشنه سیلیکونی، راه کاری نوین برای بهبود خشکی زبری و ترک پا.  
جوراب سیلیکونی ترک پا با حفظ رطوبت پاشنه پا مناسب استفاده جهت بهبود و جلوگیری از خشکی زبری و ترک پاشنه پا می باشد. استفاده بلند مدت از این محصول به تاخیر در پیری پوست کمک میکند و به پاهای شما زیبایی و نرمی میبخشد. هر بسته از این محصول شامل یک جفت جوراب از جنس نخ پنبه است که داخل جوراب در قسمت پاشنه پا از لایه ای از سیلیکون خالص به ضخامت ۵/۲ میلیمتر پوشیده شده است. جوراب ترک پا بافته شده از نخ پنبه با طراحی پنجه باز رویه ی توری بافت و لایه ی داخلی پاشنه از جنس سیلیکون خالص به پاها اجازه ی تنفس میدهد و آنها را خنک نگه میدارد.  
این محصول قابل شست و شو است سیلیکون استفاده شده پایدار و سازگار با پوست است و پس از شست و شو چسبنده نخواهد شد.

### موارد استفاده:

- خشکی و زبری پوست پاشنه پا
- ترک پوست پاشنه پا

## Elastic support

### Elastic Elbow Support

Quantity : 1 Pcs  
Code: 8201



#### نام محصول:

آرنج بند کشی

#### مشخصات:

آرنج بند کشی کیبورد پشتیبانی محکم و فشرده سازی ملاءیم را روی آرنج فراهم می کند. این به افزایش گردش خون برای تسکین درد، تسریع بهبودی و حفظ انعطاف پذیری کمک می کند.

#### موارد استفاده:

- رگ به رگ شدن و کشیدگی خفیف
- محافظت از آرنج در برابر سرما
- پشتیبانی از مفاصل آرنج و استخوان

#### ویژگی ها:

- از مواد قابل کشش دوطرفه با کیفیت برای حمایت طولانی مدت و راحت، ساخته شده است.
- آرنج بند کشی گرما را برای تسکین درد حفظ می کند.
- دردهای ناشی از پیچ خوردگی و سفتی مفاصل را کاهش می دهد.
- حمایت از آرنج در برابر رگ به رگ شدن و ضعف عضلانی.
- تسریع زمان بهبودی آسیب های ناشی از افتادن.
- با افزایش دمای بدن و بهبود گردش خون، سفتی بافت داخلی را برطرف می کند و تورم را کاهش میدهد.

#### مواد سازنده:

الاستین، نایلون، پلی استر.

#### جدول سایز بندی:

دور ساعد ( ۵ سانتی متر زیر آرنج ) را اندازه بگیرید.



M

15-17cm (5.9-6.69")

L

17-19cm (6.69-7.48")

XL

19-21cm (7.48-8.26")

F

17-19cm (6.69-7.48")

# Elastic support



## Elastic Wrist Support

QTY: 1 pcs  
Code: 9202



**نام محصول:**  
مچ بند کشی

**مشخصات:**

مچ بند کشی کیورد جهت حفظ ساختارهای مفصلی با فشرده سازی ملایم از مچ دست پشتیبانی می کند و فشرده سازی یکنواخت و راحت را روی ناحیه آسیب دیده فراهم می کند در حالی که به ادامه فعالیت و جلوگیری از آسیب مجدد کمک می کند.

**موارد استفاده:**

- رگ به رگ شدن و کشیدگی خفیف
- محافظت از مچ دست در برابر سرما
- پشتیبانی از مفاصل مچ دست و استخوان

**ویژگی ها:**

- برای پشتیبانی طولانی مدت و راحت از مواد قابل کشش دو طرفه با کیفیت ساخته شده است
- مچ بند کشی الاستیک گرما را برای کمک به تسکین درد حفظ می کند.
- برای جلوگیری از آسیب دیدگی یا ضعیف بودن مچ دست.
- یک عدد

**نحوه استفاده :**


دست خود را در مچ بند قرار دهید.  
در حین پوشیدن ساپورت، انگشت شست خود را از سوراخ محصول خارج کنید.

**مواد سازنده:**

الاستیک، نایلون، پلی استر.

**جدول سایز بندی:**

دور مچ دست خود را اندازه بگیرید.



**M**

15-17cm (5.9-6.69")

**L**

17-19cm (6.69-7.48")

**XL**

19-21cm (7.48-8.26")

**F**

17-19cm (6.69-7.48")

## Elastic support

### Elastic Wrist & Thumb Support

QTY: 1 pcs  
Code: 9203



#### نام محصول:

مچ کف بند شست دار الاستیک

#### مشخصات:

مچ کف بند شست دار الاستیک کیورد برای حفظ ساختارهای مفصلی با فشرده سازی ملایم، مچ دست و شست را حمایت می کند. همچنین، فشرده سازی یکنواخت راحت را روی ناحیه آسیب دیده ایجاد می کند و در عین حال به ادامه فعالیت و جلوگیری از آسیب مجدد کمک می کند.

#### موارد استفاده:

- درد را کاهش می دهد
- پشتیبانی از مچ و شست
- رگ به رگ شدن و کشیدگی خفیف

#### ویژگی ها:

- از مواد با کیفیت قابل کشش دو طرفه برای پشتیبانی طولانی مدت و راحت ساخته شده است.
- سایپورت الاستیک مچ و شست گرما را برای تسکین درد حفظ می کند و از ضعیف شدن مچ دست جلوگیری می کند.

#### راهنمای استفاده از محصول:


- دست خود را وارد محصول کنید
- در حین پوشیدن سایپورت، انگشت شست خود را از سوراخ شست سایپورت خارج کنید. پایین تکیه گاه را تا بالای مچ مطابق شکل بکشید.

#### مواد سازنده:

الاستین، نایلون، پلی استر.

#### جدول سایز بندی:

دور مچ دست خود را اندازه بگیرید.



M

15-17cm (5.9-6.69")

L

17-19cm (6.69-7.48")

XL

19-21cm (7.48-8.26")

F

17-19cm (6.69-7.48")

# Elastic support



## Elastic Ankle Support

QTY: 1 pcs  
Code: 14201



### نحوه استفاده:

- قسمت بالای تکیه گاه را طوری در دست بگیرید که طرف پاشنه در پایین قرار گیرد.
- مچ پای خود را در محصول قرار دهید.
- قسمت بالای تکیه گاه را مانند شکل تا بالای مچ پا بکشید.

### مواد سازنده:

الاستین، نایلون، پلی استر.

### نام محصول:


قوزک بند الاستیک

### مشخصات:

قوزک بند الاستیک کیورد پشتیبانی محکم و فشرده سازی ملایم روی مچ پا را فراهم می کند. این ویژگی به افزایش گردش خون برای تسکین درد، تسریع بهبود و حفظ انعطاف پذیری کمک می کند.

### جدول سایز بندی:

دور مچ پا را درست بالای استخوان مچ اندازه بگیرید.



M

15-17cm (5.9-6.69")

L

17-19cm (6.69-7.48")

XL

19-21cm (7.48-8.26")

F

17-19cm (6.69-7.48")

### موارد استفاده:

- رگ به رگ شدن و کشیدگی خفیف
- محافظت از مچ پا در برابر سرما
- پشتیبانی از مفاصل مچ پا و استخوان

### ویژگی ها:

- از مواد قابل کشش دو طرفه با کیفیت جهت پشتیبانی طولانی مدت و راحت ساخته شده است
- این محصول برای مچ پای ضعیف یا ناپایدار ایده آل است. دردهای ناشی از رگ به رگ شدن، پیچ خوردگی و سفتی مفاصل را کاهش می دهد.
- افزایش درجه حرارت بدن و بهبود گردش خون
- تسریع زمان بهبودی صدمات ناشی از لیز خوردن و افتادن.
- بدون محدود کردن دامنه حرکتی مفصل مچ پا.



## Elastic Knee Support

(Closed Patella)

Code: 13201



مواد سازنده:  
الاستین، نایلون، پلی استر.

نام محصول:  
زانوبندکشی

### جدول سایز بندی:

در حالت ایستاده، دور قسمت میانی زانو را اندازه گیری کنید.

### موارد استفاده:

- پیچ خوردگی و کشیدگی خفیف
- محافظت از زانو در برابر سرما
- پشتیبانی از مفاصل و استخوان زانو



### ویژگی ها:

- از مواد با کیفیت و قابل کشش دو طرفه برای پشتیبانی طولانی مدت و راحت ساخته شده است.
- این زانوبند کشی برای زانوهای ضعیف یا ناپایدار، پیچ خوردگی و آسیبهای پیچشی ایده آل است و با افزایش دمای بدن و بهبود گردش خون، دردهای ناشی از پیچ خوردگی و سفتی مفصل را کاهش می دهد.
- زمان بهبودی آسیبهای ناشی از لغزش و افتادن را تسریع می کند.

- بدون محدود کردن دامنه حرکتی مفصل زانو.
- تعداد: ۱ عدد

M

15-17cm (5.9-6.69")

L

17-19cm (6.69-7.48")

XL

19-21cm (7.48-8.26")

F

17-19cm (6.69-7.48")

## EYE COVER



## EYE COVER

Code: 20301



### نام محصول:

چشم بند

### ویژگی ها:

- بسیار سبک و راحت
- بدون فشار به چشم
- بند کشی برای نگه داشتن پوشش چشم روی صورت

### مشخصات:

بعد از یک روز طولانی و سخت، پوشش چشم کیورد به شما کمک می کند تا به چشمتان استراحت دهید یا به راحتی بخوابید. این پوشش چشم نرم و انعطاف پذیر است تا به خوبی هر دو چشم را بپوشاند و تمام نور ورودی را از چشم ها دور نگه می دارد، همینطور به الفای حالت تاریکی مطلق کمک می کند.

### مواد سازنده:

الاستیک، نایلون و پلی استر.

### جدول سایز بندی:

### موارد استفاده:


- بعد از جراحی چشم
- تسکین سردردهای میگرنی
- کاهش نور در هنگام استراحت

F

Adult

F

Kids



## Soft Collar Cervical Collar

Comfortable  
Protection &  
Covered with two  
layers of fabric  
Code: 12013

با روکش پنبه‌ای، با پرش منحنی شکل در قسمت فرارگیری چانه.

• در سه ارتفاع: ۴٫۵ سانتی متر (۱٫۷ اینچ)، ۵٫۵ سانتی متر (۲٫۱۶ اینچ)، ۶٫۵ سانتی متر (۲٫۵ اینچ) برای افراد دارای ارتفاع گردن متفاوت

### مواد سازنده:

فوم TDI، الاستیک، پلی استر، نایلون


### جدول سایز بندی:

برای اندازه گیری ارتفاع گردن، چشم‌ها باید مستقیم به جلو نگاه کنند، سپس فاصله بین لبه چانه و فک پایین را با گردن در وضعیت طبیعی و آناتومیک گردن اندازه گیری کنید برای اندازه گیری سایز محصول، دور گردن را از روی «سیب آدم» اندازه بگیرید.

ارتفاع چانه: ۴٫۵ سانتی متر (۱٫۷ اینچ)، ۵٫۵ سانتی متر (۲٫۱۶ اینچ)، ۶٫۵ سانتی متر (۲٫۵ اینچ) موجود می‌باشد.

H = ارتفاع چانه.

C = دور گردن.



|    |                           |
|----|---------------------------|
| S  | 24 - 28 cm (9.4-11.02")   |
| M  | 28 - 32 cm (11.02-12.59") |
| L  | 32 - 36 cm (12.59-14.17") |
| XL | 36 - 40 cm (14.17-15.7")  |

### نام محصول:

کولار نرم

### مشخصات:


کولار نرم کیورد به صورت ویژه ای طراحی شده است تا با ایجاد یک حمایت انعطاف پذیر با پد بالشتی در اطراف گردن باعث کنترل فشار بر مهره های گردنی گردد. این محصول در مراحل اولیه صدمات خفیف گردنی به ریکاوری و استراحت عضلات گردنی کمک میکند. این محصول کمک میکند تا حرکت گردن کنترل شده، بنابراین حرکات بیش از حد یا ناخواسته گردن کاهش یابد و عضلات و تاندون ها بیش از حد کشیده نشوند. ابر نرم بکار رفته در داخل این محصول به آن اجازه می دهد تا به راحتی در روی استخوان های ترقوه و زیر چانه شکل و حالت بگیرد.

### موارد استفاده:

- اسپوندیلوزیس گردنی
- HVD (فتق دیسک بین مهره ای)
- کوفتگی در ناحیه مهره های گردنی ستون فقرات
- کشیدگی و یا رگ به رگ شدن عضلات گردن
- محافظت از گردن بعد از عمل (تشخیص پزشک)

### ویژگی ها:

- ایجاد محدودیت حرکتی مهره های گردنی.
- قابل استفاده راحت در طی روز یا شب.
- از مهره های گردنی در موقعیت خنثی یا آناتومیک پشتیبانی می کند.
- ساخته شده از فوم با ضخامت ۲۵ میلی متر، پوشانده شده



## Posture Brace

W/Steel Stay

Two  
Flexible Stays  
Code: 31013



### نام محصول:

کتف قوز بند آتل دار نتوپرنی

### مشخصات:

کتف قوزبند کیورد برای کمک به درمان کایفوز و قوزی در مراحل اولیه ابتلا، از طریق ایجاد توازن و تعادل صحیح ستون فقرات طراحی شده است. این محصول از خم شدن بیش از حد به جلو و انحنای ستون فقرات در قسمت فوقانی (سینه ای) به جلو، جلوگیری می کند. ایستایی و در عین حال انعطاف پذیری همراه با طراحی آناتومیک این محصول، به حمایت از ماهیچه ها، رباط ها و تاندون ها کمک میکند و وضعیت بدنی را در حالت طبیعی حفظ میکند. همچنین این محصول می تواند با حمایت از بافت های نرم و توزیع یکنواخت نیرو در ناحیه ستون فقرات، به کاهش درد و اسپاسم عضلانی کمک کند. این محصول قابل تنظیم است و می توان آن را زیر لباس های روزمره پوشید.

### موارد استفاده:

- افتادگی شانه ها
- خمیدگی پشت
- ضعف عضلات کتف
- نگهداری ستون فقرات در وضعیت صحیح

### ویژگی ها:

- آتل های استیل انعطاف پذیر بکار رفته در این محصول به تقویت توازن قسمت فوقانی ستون فقرات و حفظ وضعیت مناسب کمک می کند و از خمیدگی جلوگیری می کند.


- پیکربندی مثلی شکل این محصول به درستی فشار را به نوک شانه تقسیم می کند.
- بند های ضربدری شکل محصول حمایت بیشتری را فراهم می کند و تنظیم محصول را آسان می سازد.
- به علت ضخامت کم می توان آنرا زیر لباس های روزمره پوشید.

### مواد سازنده:

نتوپرن، نایلون، کتان، پلی استر، استیل

### جدول سایز بندی:

دور قفسه سینه کودک را مطابق شکل اندازه بگیرید.



M

54 - 64 cm (21.2-25.1")

L

64 - 74 cm (25.1-29.1")

# Shoulder Support



## Arm Sling

Breathable  
Fabric  
Code: 73313



### نام محصول:

آویز دست شانه ای (با ترمز شست)

### مشخصات:

آویز دست کیپورد یک محصول راحت و سبک وزن است که برای کاهش حرکات ناخواسته یا بیش از حد در مفصل شانه و ترقوه مفید است و می تواند برای آسیب دیدگی شانه دست راست یا چپ استفاده شود. این محصول طی توانبخشی و بهبودی بعد از عمل مفید است و به جلوگیری از فشار بیش از حد رباط ها، تاندون ها و عضلات از جمله گروه روتاتور کاف کمک می کند. این محصول به تسکین درد ناشی از التهاب کیسه بورس و سندرم اینپینجمنت شانه کمک کرده و با تثبیت ساعد، به نحوه صحیح قرار گیری مفصل شانه در جهت بهبودی کمک می کند.

### موارد استفاده:

- صدمات عصب برآکیال
- دررفتگی شانه
- آسیب در عضلات روتاتور کاف
- التهاب کیسه بورس در ناحیه شانه
- درد سندرم اینپینجمنت (تحت فشار قرار گرفتن ناخواسته بافت نرم و عصب بر اثر بافت سخت)
- شکستگی بازو
- محافظت بعد از عمل جراحی
- ویژگی ها:
- ترمز شست داخل بدنه آویز دست، از خستگی دست بیمار جلوگیری می کند.
- بندهای شانه ای پد دار برای راحتی بیمار.

- زاویه آرنج قابل تنظیم.
- سبک جانبی برای تنظیم ارتفاع مناسب.
- مواد سبک و راحت.
- طراحی متناسب با بازوی راست و چپ.


### مواد سازنده:

نایلون، پلی استر، پلی اتیلن

### جدول سایز بندی:

طول ساعد کودک را اندازه بگیرید.

با توجه به اینکه این محصول جزو کالاهای صادراتی شرکت می باشد، آناتومی افراد غیر ایرانی در طراحی و سایز بندی این محصول لحاظ گردیده است. لذا برای تطبیق سایز بندی ها برای ایرانیان عزیز ملاک، سایز بندی درج شده در این دفترچه می باشد.



S

15-20 cm (5.91-7.87")

M

20-25 cm (7.78-9.84")

L

25-30 cm (9.84-11.81")

# Wrist Support



## Wrist Brace w/Thumb Spica

Code: 91103  
Stabilized Wrist  
Brace w/Thumb Spica  
(w/Palmar & Thumb  
Stays)

Code: 91113  
Extreme Stabilized  
Wrist Brace w/Thumb  
Spica (w/Dorsal, Palmar  
& Thumb Stays)




- از کشیدگی های مکرر، رگ به رگ شدن و بی ثباتی مچ دست جلوگیری می کند.
- استرپ بلند قابل تنظیم در صورت نیاز میتواند فشرده سازی و حمایت بیشتر را در دور مچ دست ایجاد نموده و به هم راستایی صحیح استخوان های کارپال در موقعیت آناتومیک خود کمک کند.
- تولید شده از مواد اولیه مناسب و راحت.

### مواد سازنده:

نئوپرن، نایلون، پلی اتیلن، پلی استر، آلومینیوم

### جدول سایز بندی:

دور مچ دست کودک را اندازه بگیرید.



|   |                         |
|---|-------------------------|
| S | 10 - 12 cm (3.9-4.72")  |
| M | 12 - 14 cm (4.72-5.51") |
| L | 14 - 16 cm (5.51-6.3")  |

### نام محصول:

کد ۹۱۱۰۳: تثبیت کننده مچ و شست دست نئوپرنی  
کد ۹۱۱۱۳: تثبیت کننده مچ و شست دست اکستریم نئوپرنی

### موارد استفاده:

- سندرم تونل کارپال
- التهاب تاندونی
- کشیدگی یا رگ به رگ شدن مچ دست
- آسیبهای انگشت شست شکاربان (ناراسایی در رباط اولنار)
- سندرم دکوروان
- آسیب های استخوان اسکافوئید
- بی ثباتی مفصل کارپو متاکارپال
- محافظت از مچ دست پس از اتمام دوره گچ گیری.

### ویژگی ها:

- این محصول در دو مدل عرضه میگردد، کد ۹۱۱۰۳ دارای دو آتل آلومینیومی کف و انگشت شست میباشد و کد ۹۱۱۱۳ دارای سه آتل آلومینیومی کف، پشت و انگشت شست دست میباشد که به تثبیت بیشتر مچ دست و شست طی فرایند گرمادرمانی کمک میکنند. به علاوه این آتلها شکل پذیر بوده و می توان آنها را با تجویز پزشک به فرم دلخواه تغییر شکل داد. در ضمن میتوان با پیشرفت درمان با تجویز پزشک آنها را از محصول بیرون آورد.
- می توان با چابجا کردن آتلها این مچ بند را در مدل بدون چپ و راست برای دست چپ یا راست مورد استفاده قرار داد ولی در مدل چپ راست دار این امکان میسر نیست.
- با حمایت و ساپورت و محدود کردن حرکات مچ و شست دست و در عین حال امکان عملکرد حداکثری دست، از مچ و شست ضعیف یا آسیب دیده حمایت میکند.

Cured I [www.curedmedical.com](http://www.curedmedical.com)

# Wrist Support



## Wrist Brace

Code: 91083  
Stabilized Wrist Brace  
(w/Palmar Stay)

Code: 91093  
Extreme Stabilized  
Wrist Brace  
(w/Dorsal  
& Palmar Stays)




- در مدل اکسترم یک آتل اضافی در پشت دست قرار گرفته است تا به تثبیت بیشتر مچ دست کمک کند.
- آتل آلومینیومی بکار رفته در این محصول شکل پذیر بوده و می توان آن را با تجویز پزشک به فرم دلخواه تغییر شکل داد. در ضمن میتوان با پیشرفت درمان با تجویز پزشک آنرا از محصول بیرون آورد.
- از کشیدگی های مکرر، رگ به رگ شدن و بی ثباتی مچ دست جلوگیری می کند.
- تولید شده از مواد اولیه مناسب و راحت.

### مواد سازنده:

نتوپرن، نایلون، پلی اتیلن، پلی استر، الاستیک، آلومینیوم

### جدول سایز بندی:



|   |                         |
|---|-------------------------|
| S | 10 - 12 cm (3.9-4.72")  |
| M | 12 - 14 cm (4.72-5.51") |
| L | 14 - 16 cm (5.51-6.3")  |

### نام محصول:

کد ۹۱۰۸۳: تثبیت کننده مچ دست نتوپرنی  
کد ۹۱۰۹۳: تثبیت کننده مچ دست اکسترم نتوپرنی

### مشخصات:

این محصول در دو مدل عرضه میگردد، کد ۹۱۰۸۳ دارای یک آتل آلومینیومی قابل جابجایی در قسمت کف دست میباشد و کد ۹۱۰۹۳ دارای دو آتل آلومینیومی قابل جابجایی در قسمت کف و پشت دست میباشد که امکان تثبیت و بیحرکتی بیشتر مچ و دست را طی فرایند گرمادرمانی فراهم میکنند. استرپ بلند قابل تنظیم در صورت نیاز میتواند فشرده سازی و حمایت بیشتر را در دور مچ دست ایجاد نموده و به هم راستایی صحیح استخوان های کارپال در موقعیت آناتومیک خود کمک کند. بنابراین به کاهش التهاب در مچ دست کمک می کند و در مدیریت درمان سندرم تونل کارپال مفید میباشد.

### موارد استفاده:

- سندرم تونل کارپال
- التهاب تاندونی
- کشیدگی یا رگ به رگ شدن مچ دست
- قابل استفاده بعد از آسیب های مچ دست
- محافظت از مچ دست پس از اتمام دوره گچ گیری

### ویژگی ها:

- می توان با جابجا کردن آتلها، این مچ بند را در مدل بدون چپ و راست برای دست چپ یا راست مورد استفاده قرار داد ولی در مدل چپ راست دار این امکان میسر نیست.

# CURED<sup>®</sup>

HEALTH IS WHAT WE REPRESENT



P.O. BOX: 49175-715 Golestan State, Iran.  
Mfr: Addr: Sepid Tan Parniyan Pouyesh Co,  
Farhang St, Karimabad Village, Golestan  
State, Iran. P. Code: 4933147878



[www.curedmedical.ir](http://www.curedmedical.ir)  
[www.curedmedical.com](http://www.curedmedical.com)  
[info@curedmedical.com](mailto:info@curedmedical.com)

